

C c a t a l o g u e

Mobilier amagnétique

www.edm-imaging.com

EDM
medical
imaging

Une autre vision de l'imagerie



Notre engagement

EDM, votre partenaire depuis **plus de 30 ans**.
Spécialiste de l'imagerie et de la lutte contre
les maladies nosocomiales avec
plus de 7 000 références



14 commerciaux
terrain

Répartis par secteur géographique et par spécialité, ils vous apporteront toutes les réponses relatives à notre catalogue produits, qu'elles soient techniques, réglementaires ou tarifaires.

6 assistants
commerciaux

Dédiés à la prise en charge de vos commandes, ils s'assurent du bon suivi jusqu'à la livraison.

1 site
e-commerce

www.shop.edm-imaging.com
où vous trouverez tous nos
essentiels.



**Contactez-nous au
01 30 11 83 00**

**pour être mis en relation
avec un professionnel
de votre secteur géographique**

SOMMAIRE

CHARIOT-BRANCARD	P 4
À hauteur variable hydraulique	p 4-5
À hauteur variable manuel	p 6
À hauteur fixe	p 7-8
FAUTEUIL DE TRANSFERT	P 9
Fauteuil de transfert inclinable	p 9
Fauteuil de transfert 7 Tesla	p 10
MARCHEPIED	P 11
GUÉRIDON, TABLE	P 12
TABOURET	P 13
DIVERS	P 14
Tensiomètre et stéthoscope, matelas de transfert, casque	p 14
Porte-sérum, détecteur de métaux, poubelle	p 15
Cales	p 16
Coussin universel	p 17
Chariots	p 18
Désinfection	p 19

CHARIOT-BRANCARD PATIENT



Chariot-brancard **3 Teslas**. Notre gamme de tables de transport à hauteur variable pour le domaine de l'imagerie à résonance magnétique (IRM) comprend des modèles avec ou sans barrières de sécurité et en largeur 650 ou 800 mm. Ils sont compatibles avec les systèmes d'IRM (selon leurs fiches de données de compatibilité).

Ces tables amagnétiques à réglage hydraulique de la hauteur sont sûres pour une utilisation dans les conditions suivantes :

Un champ magnétique statique d'un maximum de 3 Tesla ou moins, avec également un gradient spatial d'un maximum de 10,5 T/m ou moins,

La table ne devant pas dépasser la limite de 10,5 T/m avec l'extrémité de tête ou de pied dans la direction de l'aimant.



- Réglage en hauteur de 620-980 (hydraulique)
- Épaisseur de la sellerie 64 mm
- Charge maximale 200 kg
- Quatre roulettes verrouillables (Ø 100 mm)
- Réglage du repose-tête +40° (mécanisme de serrage de tige)
- Longueur de 1900 mm (tête : 500 mm, section principal : 1400 mm)



Sur demande

Réf.	Désignation	Largeur (en mm)	Barrières de sécurité (mm)
H-U 3065/Y 980LRVA	Brancard patient pour IRM	650	-
H-EKG 3080/Y 980LRVA	Brancard patient pour IRM	800	-
H-AWL 3065/Y 980VA	Brancard patient pour IRM	650 avec barrière	800 x 250 (LxH), pivotantes
H-AWL 3080/Y 980VA	Brancard patient pour IRM	800 avec barrière	800 x 250 (LxH), pivotantes
P-3050/A	Support rouleau draps côté pieds	-	-
P-3070/A	Support rouleau draps côté pieds	-	-
FPH-30	Pédale supplémentaire pour pompe Hydraulique	-	-

CHARIOT-BRANCARD

Brancard amagnétique **3 Teslas** à hauteur variable pour service d'IRM. Grande maniabilité. Equipé de 2 barrières pivotantes permettant un accès patient facilité. Hauteur variable par vérin hydraulique à commande aux pieds de chaque côté du patient. Dossier inclinable 5 positions par crémaillères. Matelas amovible et déhoussable. Tige porte sérum incluse. Roues-antistatiques de diamètre 125 mm à frein.

- Couchage : 1930 x 610 mm.
- Hauteur : course de 680 à 910 mm.
- Structure en aluminium thermo-laquée.
- Poids en charge maximum : 180 Kg.
- Poids à vide : 82 Kg.

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
EIM114	Chariot à hauteur variable X 70 cm	2130 x 780



CHARIOT-BRANCARD

Chariot entièrement amagnétique **3 Teslas** biplan permettant le transfert des patients dans les services IRM. Matière profilé aluminium laqué blanc. Support tige à sérum inclus.

- Matelas amovible antifeu déhoussable.
- Barrières escamotables.
- Dossier inclinable 75°.
- Roues antistatiques diam. 125 mm à freins.
- Hauteur : 830 mm (au choix).
- Poids : 55 Kg.

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
1-369	Chariot à hauteur variable (pédale)	2100 X 730



BRANCARD PROCLIVE/DÉCLIVE

Équipement amagnétique jusqu'à **3 Teslas** dédié aux salles de radiologie IRM. Confort, légèreté et solidité. Entièrement testé et compatible IRM 3 tesla.

- Charge maximale acceptée : 180 kg
- Tige porte-sérum 2 branches
- Tête relevable de 0 à 75°
- Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Dimensions du colis : L.2250 x H.1120 x P.950 mm
- Poids brut : 130 kg



LES PLUS

- + Inclinaison de +12 % à -12 %
- + Barrières de protection escamotables pour faciliter l'accès des patients 4 roues Ø 150 mm antistatiques (dont 3 à blocage et une directionnelle)

Réf.	Désignation
10010099	Brancard amagnétique à hauteur variable hydraulique
10010025	Brancard amagnétique à hauteur variable hydraulique proclive/déclive

BRANCARD AVEC MANIVELLE



Chariot entièrement amagnétique **3 Teslas** biplan à hauteur variable par manivelle permettant le transfert des patients dans les services IRM. Matière profilé aluminium laqué blanc.

- Dossier inclinable 75°.
- Barrières escamotables.
- Roues antistatiques diam. 125 mm (2 à frein).
- Matelas amovibles anti-feu déhoussables.
- Support-tige à sérum inclus.
- Hauteur de 620 à 950 mm.
- Poids : 73 Kg.

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
1-361	Chariot brancard amagnétique hauteur variable manivelle largeur 73 cm + barrières	2200 X 730

BRANCARD À MANIVELLE PROCLIVE/DÉCLIVE

LE PLUS

- + Barrières de protection escamotables pour faciliter l'accès des patients
- + Tige porte-sérum 2 branches intégrée
- + Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage et la désinfection



Compatible **3 Teslas**, le brancard à hauteur variable proclive / décline, avec barrières est de fabrication 100% française. Ils sont fiables et offrent un grand confort d'utilisation.

- Tête relevable : de 0 à 75°
- Dimensions du colis (mm) : L 2250 x P 950 x H 1120
- Épaisseur des matelas : 50 mm (avec revêtement anti-feu classé M1)
- 4 roues Ø 150 mm antistatiques (dont 3 à blocage et une directionnelle)

Réf.	Désignation
10010010	Brancard amagnétique à hauteur variable

CHARIOT BRANCARD FIXE

Ces tables universelles **3 Teslas** sont destinées à être utilisées comme chariot de transport de patient dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Elles présentent la particularité d'être seulement très légèrement magnétiques, et sont compatibles avec les systèmes d'IRM (selon leurs fiches de données de compatibilité).

- Longueur de 1900 mm (tête : 500 mm, section principale : 1400 mm)
- Charge maximale 200 kg
- Sellerie (64 mm)
- Hauteur 650 / 700 / 750 / 800
- Réglage du repose-tête +40° (mécanisme de serrage de tige)



Réf.	Désignation	Largeur (en mm)	Barrières de sécurité (mm)
U-3065/LRVA	Brancard hauteur fixe	650	-
EKG-3080/LRVA	Brancard hauteur fixe	800	-
AWL-3065/VA	Brancard hauteur fixe	650, 795 avec barrière	800 x 250 (LxH), pivotantes
AWL-3080/VA	Brancard hauteur fixe	800, 975 avec barrière	800 x 250 (LxH), pivotantes
P-3050/A	Support rouleau draps coté pieds	-	-
P-3070/A	Support rouleau draps coté pieds	-	-
FPH-30	Pédale supplémentaire pour pompe Hydraulique	-	-

BRANCARD FIXE

Brancard amagnétique à hauteur fixe **3 Teslas** pour IRM, ultra léger lui permettant une grande maniabilité, une idée NEW-MEDI.

Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes. Afin d'optimiser le confort du patient, le couchage est réalisé en toile «Batyline» polyester indéchirable.

Dossier inclinable 5 positions, matelas amovible et déhoussable. Roues-antistatiques à frein de diamètre 125 mm.

Textile 100 % recyclable et soumis à des analyses de cycle de vie (ACV). Grâce à une stabilité dimensionnelle remarquable, le textile ne se déforme pas. Produit certifié Oeko-tex, ce label garantit l'absence de substance indésirable pour la santé de tous.

- Couchage : 1930 x 600 mm
- Hauteur fixe : 750 mm (autre sur demande)
- Poids en charge maximum : 150 Kg
- Poids à vide : 21 Kg
- Option : AIM560 - Tige porte sérum

LES PLUS

+ Couchage sur toile tendue !
Confort incomparable...

+ Le brancard le plus léger du marché...



Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
EIM120	Chariot brancard amagnétique hauteur fixe largeur 70 cm	2130 x 700

CHARIOT BRANCARD FIXE



Chariot entièrement amagnétique biplan **3 Teslas** permettant le transfert des patients dans les services IRM. Matière profilé aluminium laqué blanc. Support tige à sérum inclus.

- Matelas amovible antifeu déhoussable.
- Barrières escamotables.
- Dossier inclinable 75°.
- Roues antistatiques diam. 125 mm à freins.
- Hauteur : 830 mm (au choix).
- Poids : 55 Kg.

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
1-360-1	Chariot brancard monoplan amagnétique hauteur fixe	2100 X 730
1-360	Chariot brancard biplan amagnétique hauteur fixe (+ barrières)	2100 X 730
1-360-2	Chariot brancard triplan amagnétique hauteur fixe (+ barrières)	2100 X 730
1-369	Chariot amagnétique à hauteur variable (pédale)	2100 X 730

CHARIOT BRANCARD FIXE

LES PLUS

+ Barrières de protection escamotables pour faciliter l'accès des patients

+ Tige porte-sérum 2 branches intégrée

+ Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage et la désinfection



Chariot entièrement amagnétique biplan **3 Teslas** permettant le transfert des patients dans les services IRM.

- Charge maximale acceptée : 180 kg
- Tête relevable : de 0 à 75°
- Disponible en 3 hauteurs (mm) : 730 / 830 / 930
- Dimensions du colis (mm) : L 2250 x P 950 x H 1120
- Épaisseur des matelas : 50 mm (avec revêtement anti-feu classé M1)
- 4 roues Ø 150mm antistatiques (dont 3 à blocage et une directionnelle)

Réf.	Désignation
10010009	Brancard amagnétique hauteur fixe 73 - 83 ou 93 cm

FAUTEUIL / BRANCARD DE TRANSFERT

Fauteuil / brancard Amagnétique **3 Teslas**, conçu pour répondre aux besoins ambulatoires dans les services IRM. Se transforme aisément du fauteuil au brancard en un rien de temps. Peut être utilisé à tout moment du circuit emprunté par les patients : accueil, préparation, transfert ou attente. Sa polyvalence en fait le matériel idéal dans l'optimisation et l'organisation du travail du personnel soignant.

- Assise : 60 x 50 cm.
- Dossier 95 x 60 cm.
- Hauteur variable : de 52 à 80 cm.
- Inclinaison dossier 0 à 75 °.
- Roues : D. 125 mm à frein.

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
EIM520	Fauteuil de transfert ambulatoire + barrières amovibles	1950 X 600

Options

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
AIM560	Tige porte sérum	-
AIM561	Support bras pour injection	-
ABI006	Clameau porte accessoire	-
AIM562	Support rouleau papier	-
AIM563	panier objet patient	-
AIM564	Repose pieds	-
MIM302	Fauteuil de transfert léger amagnétique	1950 X 600
AMS009	Support bras / jambes hauteur de 65 à 95 cm sur pied 5 branches	-
MIM569	Fauteuil de transfert surcharge pondérale 220 Kg	1950 X 600



FAUTEUIL DE TRANSFERT

Châssis en tube aluminium anodisé naturel. Coussin d'assise et dossier en simili.

- Assise : 510 x 630 mm
- Hauteur totale : 1120 mm
- Hauteur assise : 490 mm
- Poids à vide : 7,6 Kg

Réf.	Désignation
MIM302	Fauteuil de transfert



FAUTEUIL ROULANT



LE PLUS

- + Support pour tige porte-sérum
Tige porte-sérum 2 branches intégrée
- + Support de bras pivotant pour faciliter l'accès et le transfert des patients

Équipement amagnétique jusqu'à **3 Teslas** dédié aux salles de radiologie IRM. Confort, légèreté et solidité. Entièrement testé et compatible IRM 3 tesla.

- Charge maximale acceptée : 180 kg
- Revêtement conçu pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Épaisseur d'assise et du dossier : 50 mm
- Dimensions du colis : L.1015 x H.1040 x P.665 mm
- Poids brut : 26 kg

Réf.	Désignation
10010014	Fauteuil de transfert

EASYROLLER



Fauteuil de transfert **7 Teslas**. Facile à nettoyer et doté d'une bonne maniabilité, sont parmi les raisons pour lesquelles les hôpitaux préfèrent également l'Easy-Roller comme fauteuil.

- Pour une utilisation dans un environnement IRM
- Inclinaison du dossier jusqu'à 5° pour une sécurité renforcée
- Système de freinage ajustable
- Manoeuvre simplifiée
- Hauteur 1050 mm
- Poids : 17 kg

Réf.	Désignation	Longueur X Largeur (en mm)
EASYROLLER	Fauteuil de transfert	825 X 670

MARCHEPIED EN RÉSINE

Marchepied monobloc antidérapant amagnétique. Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité. Marches larges et confortables, équipées de bandes sécurisantes. Bâti en résine renforcée. Construction robuste pour un maximum de sécurité en montée et en descente.

Résistance aux produits désinfectants. Facile à entretenir. Grande stabilité.

EIM467 - Marchepied 2 marches

- Hauteur 2 marches : 420 mm
- Poids : 10 Kg

EIM468 - Marchepied 3 marches

- Hauteur 3 marches : 620 mm
- Poids : 15 Kg
- Poids maxi autorisé : 150 Kg

EMS025 - Marchepied 2 marches

- Hauteur 1^{ère} marche : 220 mm
- Dimensions : 300 x 120 mm
- Hauteur 2^{ème} marche : 430 mm
- Dimensions : 350 x 260 mm
- Poids maxi autorisé : 120 Kg.

EIM116 - Marchepied renforcé

- Bâti en résine renforcée
- Plateau de : 500 x 500 mm
- Hauteur de : 200 mm
- Poids maxi autorisé : 150 Kg.



EIM467



EIM468



EMS025



EIM116

MARCHEPIED EN ACIER ÉPOXY

10010023 - Marchepied 1 marche

- Poids net : 2 kg

10010008 - Marchepied 2 marches

- Poids net : 3 kg

Bâti en tube acier inoxydable, structure soudée, inox gravé



10010008



10010023

MARCHEPIED EN ACIER INOXYDABLE



2000



2010

2000 - Marchepied 1 marche

2010 - Marchepied 2 marches

2020 - Marchepied 3 marches

2040 - Marchepied de phlébologie avec une poignée droite ou gauche

- Rampe latérale amovible droite ou gauche



2020



2040

GUÉRIDON & CHARIOT EN POLYMÈRE



MIM338



MIM323



MIM423



MIM563



MIM562



MIM482



AIM548

MIM338 - Guéridon éco 2 plateaux

MIM323 - Guéridon éco 3 plateaux

- En polypropylène, poignée ergonomique.
- Dimensions : 111 x 50 cm.
- Hauteur : 97 cm.
- Poids : de 11 à 13,5 Kg
- Hauteur 2 marches : 420 mm
- Poids : 10 Kg

MIM423 - Guéridon amagnétique 2 tiroirs

- Longueur : 800 mm.
- Largeur : 550 mm.
- Hauteur 1^{er} plateau : 790 mm
- Hauteur 2^{ème} plateau : 200 mm.
- 4 roues à frein diamètre 100 mm.
- Poids : 19 Kg

MIM563 - Guéridon amagnétique 2 grands tiroirs

MIM562 - Guéridon amagnétique 3 tiroirs

MIM482 - Guéridon amagnétique 4 tiroirs

- Longueur : 800 mm.
- Largeur : 550 mm.
- Hauteur 1^{er} plateau : 790 mm
- Hauteur 2^{ème} plateau : 200 mm.
- 4 roues à frein diamètre 100 mm.
- Poids : 23,6 Kg

AIM548 - Option poubelle guéridon laquée époxy (pour MIM)

- Option Poubelle amagnétique 25 L sans couvercle.
- H = 50 cm
- L x p = 38,5 x 30,5 cm

GUÉRIDON ALUMINIUM LAQUÉ ÉPOXY



1-320

1-320 - Guéridon amagnétique 2 plateaux Alu laqué blanc

1-319 - Guéridon amagnétique 3 plateaux Alu laqué blanc

- Roues antistatiques diamètre 125 mm, dont deux à frein.
- Dimensions : Hauteur totale : 102 cm. Plateaux : 72 x 50 cm. - Longueur : 76 cm. - Largeur : 50 cm.
- Compatible 3 Tesla
- Dimensions intérieures tiroirs : 700 x 470 x 85 (mm)
- Poids : 11 Kg.

GUÉRIDON GARANTI 5 ANS



10010005



10010016

10010005 - Guéridon 2 plateaux

- Dimensions (mm) : L 630 x P 430 x H 900
- 4 roues pivotantes
- Poids : 8 kg
- Option : 2 roues à frein (Réf. 10010013)

10010016 - Guéridon 3 plateaux

- Dimensions (mm) : L 780 x P 530 x H 1000
- 4 roues pivotantes
- Poids : 17 kg

TABOURET À HAUTEUR FIXE

Accessoire indispensable pour vos salles D'IRM, la qualité de votre tabouret est essentielle pour une pratique quotidienne pendant laquelle vous devez trouver le meilleur confort, mais aussi le meilleur soutien.

Assises ergonomique. Résistance aux produits désinfectants. Grande stabilité.

Mobilier monobloc antidérapant amagnétique avec une capacité maximale de 180 kg (110 kg pour les marchepieds). Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.

10010017 - Tabouret avec dossier

- Poids net : 7 kg
- Épaisseur d'assise 50 mm revêtement anti-feu classé M1

10010018 - Tabouret sans dossier

- Poids net : 6 kg
- 4 roues
- Ø 150 mm antistatiques dont 2 à blocage

MIM478 - Tabouret amagnétique

- Assise : 300 mm
- Hauteur totale : 600 mm
- 5 roulettes à frein



10010017



10010018



MIM478

TABOURET À HAUTEUR VARIABLE

10010015 - Tabouret hydraulique

- Poids net : 27 kg
- Épaisseur du matelas de l'assise : 50 mm (avec revêtement anti-feu classé M1)

1-669-1 - Tabouret amagnétique à hauteur variable

- Pied 5 branches
- Hauteur variable 520/700 mm - 3 Tesla



10010015



1-669-1

TENSIOMÈTRE & STÉTHOSCOPE

IRM065 - Stéthoscope amagnétique

- Tube 1,5 m
- 2 ans de garantie en cas de défaut du matériel
- 5 ans de garantie sur la sensibilité et la précision

FIM159 - Tensiomètre amagnétique manopole, livré avec brassard de 29 à 40 cm

1-662 - Tensiomètre amagnétique livré avec brassard de 29 à 40 cm

1-663 - Stéthoscope amagnétique aluminium.

10010002 - Tensiomètre IRM

- Hauteur réglable
- 5 roues directionnelles dont deux avec frein
- Hauteur réglable
- poid : 4 kg



FIM159



IRM065

MATELAS DE TRANSFERT AMAGNÉTIQUE

Rollbord Ecolite

- Toile extérieure ultra résistante
- Embouts de sécurité aux deux côtés avec poignées intégrées en ABS
- Noyau en mousse polyéthylène

Réf.	Désignation	Cdt.
SAA71012	Rollbord ecolite pliable 1800 x 500 mm grand modèle mod 440.1180	Unité
SAA71013	Rollbord ecolite rigide 900 x 500 mm	Unité
SAA40250	Support mural en inox pour matelas Rollboard tous modèles	Unité
SAA40200	Dérouleur mural de housses à usage unique pour matelas de transfert	Unité
SAA40300	Housses à usage unique par rouleaux de 50	6



SAA71012



SAA71013



SAA40300

DIVERS ACCESSOIRES

PP01002 - Bouchon d'oreille - diamètre 14 mm jaune mousse adulte 250p 28db

30625 - Protections pour casque anti-bruit amagnétique n°4522131

IRM087 - Atténuateurs de bruit néonatal pour IRM à usage unique 18 paires

FS-50C - Electrode Silvertrace PS50MOC 50 mm mousse b-pression carbone aquawet 300 u



PORTE-SÉRUM

MIM301 - Pied à perfusion amagnétique 2 crochets inox pied 5 roulettes

- Pied 5 roulettes en polyamide, tube en inox 304
- 2 Crochets plastiques
- Autres modèles nous consulter
- Hauteur de : 1000 à 1800 mm
- Poids à vide : 3 Kg

AIM029 - Option porte-sérum : plateau amagnétique

- Dimensions : 35 x 35 cm
- Poids : 1,5 Kg

10010004 - Porte-sérum piétement étoile 2 branches

- Hauteur réglable
- 5 roues directionnelles dont deux avec frein
- Poids : 4 kg

10010020 - Tige porte-sérum 2 crochets

10010022 - Porte-sérum piétement étoile 4 branches

I-M91121 - Pied à sérum amagnétique

- Pied support-poche à perfusion amagnétique
- Piétement à 5 roulettes Ø 50 mm
- Tube vertical en aluminium laqué, 4 crochets en plastique
- Hauteur réglable



DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Conforme à la norme NIJ-0602.02. Compact, élégant, robuste et ergonomique possédant une grande autonomie, utilisation en intérieur et extérieur.

02050013 - Sensibilité normale avec chargeur batterie à induction

02050014 - Haute sensibilité avec chargeur à induction connexion en série



02050013

POUBELLE

MIM490 - Poubelle mobile 90 litres

- En polypropylène, couvercle basculant
- Pédale aux pieds
- Dimensions : 51 x 47 cm
- Hauteur : 93 cm

MIM322 - Poubelle 50 litres

- En polypropylène, couvercle basculant
- Dimensions : 38 x 30 cm
- Hauteur : 65 cm

MIM341 - Support mobile pour sac à linge ou poubelle (110-130 litres)

- Dimensions : 62 x 50 cm
- Hauteur : 99 cm
- Poids : 4,7 Kg

10010011 - Poubelle mobile amagnétique à pédale

- Capacité : 50 litres
- Pédale pour ouverture du couvercle dimensions : L.520 x H.700 x P.510 mm
- Poids : 14 kg



MIM322



MIM490




10010011



MIM341






SERVICE PREMIUM

Besoin d'un modèle ou de dimensions spécifiques ?


Découvrez nos cales **réalisées sur mesure**.

Couleur, forme, matière, densité...
Nos solutions personnalisées s'adaptent
à tous types de besoins,


Contactez nous !




N° 1




N° 2




N° 3




N° 4




N° 5




N° 30




N° 360




N° 45



Fixe malade



N° 180



Escalier

CALE MOUSSE SPONGIEUSE STANDARD & CALIX

en mousse spongieuse



- En mousse naturelle grise à cellules ouvertes
- Cales de positionnement du patient pour tous les types d'incidences radiographiques
- Conditionnement unitaire



en mousse bleue Waterproof

- En mousse polyester bleue,
- Cales lavables et immergeables
- Conditionnement unitaire


Réf	Désignation	X en mm	Y en mm	Z en mm
128	Cale mousse spongieuse n° 1	260	180	180
129	Cale mousse spongieuse n° 2	180	50	250
130	Cale mousse spongieuse n°3	180	50	250
131	Cale mousse spongieuse n°4	120	120	240
132	Cale mousse spongieuse n°5	180	40	-
133	Cale mousse spongieuse n° escalier	100	60	70
134	Cale mousse spongieuse n° 30	120	100	300
136	Cale mousse spongieuse n° 45	200	200	120
137	Cale mousse spongieuse n° 180	150	120	295
135	Cale mousse spongieuse n° 360	150	120	-
138	Cale mousse spongieuse - fixe malade	200	200	300

Réf	Désignation	X en mm	Y en mm	Z en mm
621318	Cale mousse bleue waterproof n° 1	260	180	180
621319	Cale mousse bleue waterproof n° 2	180	50	250
621320	Cale mousse bleue waterproof n° 3	180	50	250
621321	Cale mousse bleue waterproof n° 4	120	120	240
621322	Cale mousse bleue waterproof n° 5	180	40	-
147	Cale mousse bleue waterproof n° escalier	100	60	70
621323	Cale mousse bleue waterproof n° 30	120	100	300
621324	Cale mousse bleue waterproof n° 45	200	200	120
621325	Cale mousse bleue waterproof n° 180	150	120	295
621326	Cale mousse bleue waterproof n° 360	150	120	-
621327	Cale mousse bleue waterproof - fixe malade	200	200	300

COUSSIN UNIVERSEL

Ces coussins de rangement universels pour le stockage des personnes alitées et la prévention des escarres.

Ils s'adaptent parfaitement à la région du corps. La housse est constituée d'un revêtement en polyuréthane antibactérien (53 %), tissu polyamide bi-élastique (47 %). Le garnissage est 100 % polystyrène. Imperméable, respirant, lavable, il est résistant aux désinfections.



Ref	Désignation	Dimensions en mm
NEG0381	Coussin universel XL	40 x 60
NEG0434	Coussin universel 1/2 x 2	40 x 30
NEG0847	Coussin universel XS	45 x 30
NEG0497	Coussin triangulaire XL	55 x 30
NEG0853	Coussin triangulaire XS	45 x 23
NEG0498	Coussin semi-fowler XL	70 x 48 x 14
NEG0852	Coussin semi-fowler XS	50 x 35 x 10
NEG0382	Coussin demi-lune XL	190 x 35
NEG0848	Coussin demi-lune XS	140 x 35
NEG0383	Coussin décubitus latéral XL	200 x 35
NEG0849	Coussin décubitus latéral XS	135 x 25
NEG1238	Coussin décubitus slim XL	250 x 14
NEG1242	Coussin décubitus slim XS	230 x 11
NEG1237	Coussin dorsal XL	260 x 60
NEG1241	Coussin dorsal XS	215 x 45
NEG1239	Coussin déku tête XL	165 x 35
NEG1243	Coussin déku tête XS	145 x 26
NEG0384	Coussin bouée XL	130 x 18
NEG0846	Coussin bouée XS	106 x 14
NEG0385	Coussin cylindrique XL	70 x 17
NEG0850	Coussin cylindrique XS	45 x 14
NEG1130	Coussin cylindrique EVO XL	70 x 17
NEG1131	Coussin cylindrique EVO XS	45 x 14
NEG0532	Coussin abduction XL	30 x 20 x 15
NEG0854	Coussin abduction XS	23 x 10
NEG0918	Coussin os XL	34 x 24 x 10
NEG0856	Coussin os XS	28 x 19 x 6
NEG0733	Coussin hémi-care XL	55 x 35
NEG0855	Coussin hémi-care XS	42 x 25
NEG0552	Coussin décharge talonnière XL	85 x 20
NEG1240	Coussin anti-équien XL	42 x 25
NEG0386	Coussin talonnière XL	TU
NEG0851	Coussin talonnière XS	TU

CHARIOT DE PRÉPARATION



1-224



EIM108

1-224 - Chariot de préparation bébé amagnétique.

Utilisable en IRM et scanner

- Dimensions : Longueur : 650 mm, Largeur : 450 mm, Hauteur : 1020 mm.
- 4 roues diamètres 125 mm.
- Dimensions planches : Grande : 1200 x 350 mm.
Petite : 850 x 310 mm.

EIM108 - Chariot de préparation bébé amagnétique

- Longueur : 650 mm.
- Largeur : 450 mm.
- Hauteur : 1020 mm.
- 4 roues à frein diamètre 125 mm.
- Poids total : 14 Kg.

CHARIOT DE NETTOYAGE



4-153

4-153 Chariot de nettoyage amagnétique complet

- Chariot de nettoyage compact amagnétique.
- Composé de :
 - 1 seau bi-bac avec cloison 2 x 14 litres.
 - 1 timon central en plastique + renfort.
 - 1 base complète avec panier porte-produits.
 - 1 support sac 70 litres avec fixations.
- Dimensions : 80 x 42 x 90 cm.
- Poids : 8 Kg.

1-670 Chariot à linge amagnétique Alu laqué blanc

- Chassis en tube aluminium laqué blanc.
- Roues antistatiques diamètre 125 mm, dont deux à frein.
- Hauteur totale : 80 cm.
- Sac : 50 x 50 cm.

1-674 Sac en toile pour chariot à linge pour chariot amagnétique (1-670)

Désinfection surfaces hautes et dispositifs médicaux

NUCLEAN®

NOUVEAU


Activité totale en 5 minutes (hors clostridium difficile, 15 min)

Deux versions pour 2 usages :

- NuClean Spray 500 ml & NuClean lingettes :

Désinfection par essuyage humide des équipements (moniteurs, écrans) et des dispositifs médicaux (brancards et tables d'examen).

- NuClean SH Spray 750 ml :

Désinfection par essuyage humide de toutes les surfaces hautes en milieu hospitalier, médical et dentaire (paillasse, chariots et mobilier). Sans alcool

Réf.	Caractéristiques	Cdt.
AL4004	Boîte distributrice de 120 lingettes - 130 x 190 mm	Unité
EC500	Flacon pulvérisateur 500 ml	Unité
EC750SH	Flacon pulvérisateur 750 ml - Sans alcool pour surfaces hautes	Unité

Désinfection de niveau intermédiaire

ECHO CLEAN®

NOUVEAU
Format XL

Activité totale en 5 minutes (Hors clostridium difficile, 15 min)

- Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d'échographie
- Sans aldéhyde, hypoallergénique
- Actif sur Papillomavirus souches humaines HPV-18 et HPV-16

Réf.	Caractéristiques	Cdt.
EC2000	Boîte distributrice de 120 lingettes, 130 x 190 mm	Unité
EC1000	Flacon pulvérisateur de 1 L	Unité
EC3000	Boîte distributrice de 200 lingettes, 216 x 240 mm	Unité

Désinfection de haut niveau

SPORIWIPEs +

SANS ALDÉHYDE



Exclusif !
Le livret Sporibook
inclus pour une parfaite
traçabilité, sécurité patient
et gestion de la qualité

Activité totale en 15 minutes (hors clostridium difficile, 15 min)

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux et sondes d'échographie
- Sans CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction), sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire
- Activité sporicide complète

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caractéristiques	Cdt.
SW2000	Boîte de 150 lingettes nettoyantes/désinfectantes	Unité
SW6000	Coffret de 3 boîtes de 150 lingettes et 3 livrets Sporibook	Unité

Vous accompagner au quotidien

BIOPSIE



IMAGERIE



GYNÉCOLOGIE



DÉSINFECTION



RADIOPROTECTION



MOBILIER MÉDICAL



MOBILIER AMAGNÉTIQUE



HOUSSES DE PROTECTION



PROTECTIONS DE SONDES



EDM
medical
imaging

Une autre vision de l'imagerie

EDM

1, rue des Boisseliers - 95330 Domont - France
www.edm-imaging.com

Tél. : + 33 (0)1 30 11 83 00
Fax : + 33 (0)1 39 35 75 25