

C a t a l o g u e


Tarifs en vigueur
au 01/09/2026,
susceptibles d'être modifiés

femina
by EDM

www.edm-imaging.com

EDM
medical
imaging

Une autre vision de l'imagerie



Commandez sur notre site
www.edm-imaging.com
ou par tél. au 01 30 11 83 00



Depuis bientôt 40 ans,

EDM offre à ses clients des solutions personnalisées et adaptées à leurs exigences en accessoires et consommables. La gamme Fémina, spécialement dédiée à la gynécologie, est ici associée à un large choix de produits complémentaires spécifiques à vos besoins, que vous soyez sage-femme ou gynécologue.



Par téléphone

01 30 11 83 00

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00,
Le vendredi de 9h00 à 17h00



Par e-mail

info@edm-imaging.com



Sur la boutique en ligne

www.edm-imaging.com




Par courrier

1 rue des Boisseliers - 95330 Domont

Votre contact commercial selon votre zone géographique

Médecine libérale



Responsable

Caroline GUIRCHOUX - c.guirchoux@edm-imaging.com
Tél. 01 30 11 83 55

Notre équipe d'interlocuteurs consacrée aux cabinets privés, est à votre écoute :



Région Nord-Est

Caroline GUIRCHOUX
01 30 11 83 55



Région Grand Ouest

Véronique COUTEAU
01 30 11 83 57



Région - Paris & IDF

Nassim KHABET
01 30 11 83 33



Région Sud-Est

Manuela SALGUEIRA
01 30 11 83 07

SOMMAIRE

DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

Exploration fonctionnelle	p 5
Instrumentation plastique et métal	p 7
Contraception et set	p 11
Prélèvement / Biopsie	p 13

DISPOSITIFS MÉDICAUX RÉUTILISABLES

Exploration fonctionnelle	p 18
Instrumentation	p 19
Contraception	p 22
Prélèvement / Biopsie	p 24
Dilatateur	p 26

DIAGNOSTIC ET IMAGERIE

Hystérosonographie	p 29
Gel pour échographie	p 30
Protection pour sonde	p 32
Archivage	p 33
Imagerie de la femme	p 34
Prise de mesure	p 36
Contrôle	p 38

SOIN

Compresse / Coton	p 41
Pansement / Sparadrap	p 42
Bistouri / Champ de soin	p 43
Instrumentation	p 45
Alcool / Antiseptique	p 48
Cupule / Haricot / Collecteur de déchet	p 49

PROTECTION MÉDICALE

Protection de la personne	p 52
Protection du matériel	p 53

HYGIÈNE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

Pré-désinfection des instruments - matériel	p 56
Désinfection	p 57
Stérilisation	p 62
Hygiène de la personne	p 64

ÉQUIPEMENT

Fauteuil de gynécologie	p 67
Petit mobilier	p 69
Guéridon et paravent	p 70
Armoire	p 71

DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE



SPÉCULUM CUSCO EDM

Idéal pour vos examens gynécologiques. Large choix de tailles pour chaque patiente !


- Plus de visibilité : transparence du spéculum
- Adaptation à chaque morphologie : 6 tailles différentes (longueurs de 10,9 à 12 cm)
- Meilleur accès au col
- Vis d'ajustement avec cran de blocage pour une sécurité maximale
- Utilisation atraumatique : dispositif avec cran de blocage
- Évite les risques de contamination croisée



**CONDITIONNEMENT
SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR LES SAGES-FEMMES**



**100 UNITÉS - 4 TAILLES
DANS LE MÊME CARTON**



Réf. SPI210

Réf.	Taille	Couleur	Diam.	Long.	Cdt.	Prix ttc
SPI204	XXS	■	15 mm	109 mm	100	30,01 €
SPI205	XS	○	20 mm	110 mm	100	30,01 €
SPI208	S	●	24 mm	109 mm	100	30,01 €
SPI206	M	●	26 mm	109 mm	100	30,01 €
SPI207	L	●	30 mm	112 mm	100	30,01 €
SPI209	XL	●	31 mm	120 mm	100	30,01 €
SPI210	25 XS, 25 S, 25 M, 25 L	-	-	-	100	39,00 €

La pose d'un spéculum, un moment redouté par les patientes ?

L'application d'une petite quantité de gel lubrifiant diminue significativement la douleur de la patiente lors de l'insertion du spéculum vaginal ¹



Notre sélection
de gels lubrifiants !



+ de détails en page suivante

¹ Hill DA, Lamvu G. Effect of lubricating gel on patient comfort during vaginal speculum examination: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2012 Feb;119(2 Pt 1):227-31

SPÉCULUM COLLIN

Recommandé pour les actes nécessitant une bonne visualisation et une accessibilité améliorée du col



- Design atraumatique avec bords arrondis des valves et assurant un confort optimal pour la patiente.
- Doté d'un cran de blocage précis, permettant un écartement optimal des parois vaginales.
- 2 tailles disponibles
- Introduction de dispositif plus important par rapport à un spéculum de Cusco



INDICATIONS

- Examens gynécologiques
- Prélèvements vaginaux, frottis
- Hystérosonographies et hystérosalpingographies
- Poses de stérilet
- Coloscopies et biopsies
- Examens de prolapsus

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Polystyrène
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire stérile

Réf.	Taille	Couleur	Diam.	Long.	Cdt.	Prix ttc
PS3932700	S	○	27 mm	105 mm	35	47,20 €
PS3933000	M	●	33 mm	115 mm	35	47,20 €



DOIGTIER 2 DOIGTS

En polyéthylène

- Type Legueu, opaque
- Garantit un confort d'utilisation pour l'opérateur et lui permet de conserver sa sensibilité au cours de l'acte médical

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
DP422	Non stérile - 2 doigts	100	1,92 €
DS426	Non stérile - 2 doigts, emballage individuel	100	5,04 €

EDM GEL LUBRIFIANT

Non gras, transparent et non irritant. Sans parfum, sans alcool et hypoallergénique



- Formule à base d'eau
- Respectueuse des muqueuses
- Compatible avec l'instrumentation médicale
- Ne coule pas et ne colle pas
- Ne graisse pas
- 4 conditionnements

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
KLY5	Sachet de 5 g	100	29,58 €
KLY5-S	Sachet de 5 g stérile	100	39,46 €

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
KLY42	Tube de 42 g	6	15,67 €
KLY82	Tube de 82 g	12	41,43 €
KLY006	Distributeur de 250 ml	1	5,57 €


PINCE DE POZZI DROITE

Pour la préhension du col utérin

- Les pointes acérées et le triple crochet de fermeture permettent une prise ferme et sûre du col et évitent toute lésion ou perforation de l'utérus
- Une rigidité remarquable



- En cas de biopsie, cerclage ou conisation pour la préhension du col utérin
- Examen de routine
- Examen de grossesse
- Pose ou retrait de DIU, pour exercer une «traction-fixation» sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°



omeron

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
PS3180025	250 mm	20	73,34 €

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince biocompatible en ABS

PINCE DE POZZI DROITE ULTRA-FINE (MÉTAL)


Pour la préhension de col utérin fragile étroit, difficile à mobiliser

- Mors ultra fins pour cols étroits ou sténosés
- Pointes ultra-fines pour une excellente précision

NOUVEAU !



- Pose de dispositif intra-utérin (DIU) chez les patientes avec un col étroit ou fragile.
- Biopsies cervicales et endocervicales
- Colposcopie interventionnelle
- Petites interventions chirurgicales type excision de polypes, petits kystes ou lésions cervicales superficielles nécessitant une traction délicate.



Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTAE01222S	255 mm	20	164,03 €

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

PINCE DE POZZI SCHROEDER (MÉTAL)


Meilleure préhension du col lors de manœuvres exigeantes

- Longueur de 25 cm permettant un accès profond tout en conservant une bonne ergonomie
- Mécanisme de crans auto-bloquants pour un maintien de la préhension sans effort manuel en continu

NOUVEAU !



- Immobilisation ou traction du col utérin lors d'interventions comme :
- Pose ou retrait d'un dispositif intra-utérin (DIU)
 - Conisation du col
 - Biopsies cervicales




Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTAE01500S	250 mm	20	153,10 €

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

PINCE DE CHÉRON

Permet le badigeonnage de désinfectant et/ou le nettoyage du col de l'utérus ou de la zone de travail.



- Excellente prise en main
- Extrémités arrondies et dentées pour agripper la compresse ou le tampon
- Version droite ou coudée

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince biocompatible en ABS


Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
PS3200025	Pince de Chéron droite	250 mm	20	45,71 €
PS3210025	Pince de Chéron coudée	250 mm	20	45,75 €

NOUVEAU !

PINCE DE BENGOLEA (MÉTAL)

Préhension des tissus mous au niveau du col utérin ou du vagin

- Mors avec griffes pour saisir et tenir efficacement



INDICATIONS

- Traction du col utérin lors d'examens ou procédures nécessitant une bonne prise lors de pose ou retrait de DIU si le col est épais ou difficile à saisir avec une pince plus fine
- Biopsies cervicales nécessitant une fixation ferme si le col est résistant ou si la pince fine glisse trop facilement
- Prise en charge des patientes avec col large, fibreux ou présentant une cicatrice

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABH2288S	245 mm	20	185,89 €

PINCE KOCHER (MÉTAL)

Pince hémostatique

- Mors dentelés avec griffes ou sans griffes
- Mécanisme de blocage à crans
- Disponible en forme droite ou courbée



INDICATIONS

- Excision de petits kystes, lésions vulvaires ou petites excroissances
- Ablation d'un polype vaginal ou d'une lésion cervicale superficielle
- Tenue des drains, fils, ou autres dispositifs pendant la chirurgie mineure
- Contrôle des tissus lors de points de suture difficiles

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABH6144S	Pince Kocher droite avec griffes	140 mm	20	76,55 €
EDMTABH4244S	Pince Kocher droite sans griffes	140 mm	20	76,55 €
EDMTABH6155S	Pince Kocher courbe avec griffes	140 mm	20	76,55 €
EDMTABH4255S	Pince Kocher courbe sans griffes	140 mm	20	76,55 €

NOUVEAU !

Réf. EDTABH6144S

Réf. EDTABH4244S

Réf. EDTABH6155S

Réf. EDTABH4255S

PINCE DE HALSTEAD MOSQUITO (MÉTAL)

Pince hémostatique

- Pointes fines
- Faible encombrement pour une précision et manipulation dans les zones difficiles d'accès



INDICATIONS

- Clamage de petits vaisseaux pour des saignements légers lors de biopsies, prélèvements, conisation du col
- Manipulation de compresses dans des zones confinés
- Retrait de DIU

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABH1100S	Pince de Halstead Mosquito droite	125 mm	20	65,62 €
EDMTABH1111S	Pince de Halstead Mosquito courbe	125 mm	20	65,62 €

NOUVEAU !

Réf. EDTABH1100S

Réf. EDTABH1111S

PORTE-AIGUILLE (MÉTAL)

Maintien et guidage de l'aiguille de suture pendant la réalisation de points chirurgicaux

- Lames rainurées
- Verrouillage à crans



INDICATIONS

- Suture utérine, vaginale ou pelvienne
- Réalisation des points internes (fascia, muscle, viscères) ou externes (peau, muqueuse)

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABM2355/1S	140 mm	20	76,55 €


NOUVEAU !

Réf. EDTABM2355/1S

NOUVEAU !

CISEAUX DE DISSECTION STEVENS (MÉTAL)*Dissection minutieuse des tissus fins et fragiles ou des structures superficielles*

- Lames fines, effilées avec embout pointu



INDICATIONS

- Dissection de muqueuse vaginale ou cervicale (ex. : conisation, biopsie, excrèse de lésions bénignes)
- Ouverture précise de tissus mous superficiels, comme les membranes (vaginale, péritonéale)
- Microdissection lors de chirurgies reconstructrices ou esthétiques de la vulve ou du périnée
- Excision de petits kystes ou polypes (vaginaux, vulvaires, cervicaux)
- Colposcopie interventionnelle pour des gestes localisés

Caractéristiques techniques :


- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABC1700/1S	115 mm	20	65,62 €

NOUVEAU !

CISEAUX DE METZENBAUM (MÉTAL)*Dissection atraumatique des tissus mous*

- Lames fines et longues
- Extrémité émoussée



INDICATIONS

Dissection des tissus mous pelviens lors de :

- Hystérectomie (voie haute ou basse)
- Myomectomie
- Curetage chirurgical ou aspiration
- Libération des adhérences pelviennes ou abdominales notamment en cas d'endométriose
- Dissection des plans tissulaires profonds dans le pelvis (ligaments utérins, structures vasculaires)
- Chirurgie du prolapsus ou de l'incontinence : préparation des tissus pour insertion de bandelettes ou prothèses

Caractéristiques techniques :

- Classe stérile IIa
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Acier inoxydable
- Emballage individuel stérile

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMTABC6022S	180 mm	20	76,55 €



Réf. PS3220022



Réf. PS3580022

amerin

CISEAUX COUPE-FIL

- Excellente prise en main, sécurisée et confortable
- Découpe facile et efficace
- Version latérale ou distale



INDICATIONS

- Examen de routine
- Pose d'un DIU pour couper les fils

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
PS3220022	Ciseaux coupe-fil latéral	220 mm	20	74,34 €
PS3580022	Ciseaux coupe-fil distal	260 mm	20	56,32 €

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Lame en acier inoxydable

Contraception et set

SET DE POSE STÉRILET


Pose d'un dispositif intra-utérin dans la cavité utérine
Set prêt à l'emploi

Composition du set :

- Pince de Pozzi ,
- Pince de Chéron coudée
- Ciseaux coupe-fil latéral ou distal
- Hystéromètre



2 sets disponibles
avec ciseaux coupe-fil
latéral ou distal



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

omerin

Réf.	Composition du set				Cdt.	Prix ttc
	Pince de Pozzi	Pince de Chéron	Ciseaux coupe-fil	Hystéromètre		
PS3230000	Droite	Coudée	Latéral	14 mm	10	65,17 €
PS3840000	Droite	Coudée	Distal	14 mm	10	61,11 €

PINCE ET SET DE RETRAIT DE STÉRILET

Pince d'extraction de dispositif intra-utérin

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
PS3570025	Pince d'extraction de stérilet Remov	20	73,44 €

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
PS3620000	Set de retrait de stérilet Remov	10	75,78 €


Composition du set :

- Pince d'extraction de stérilet
- Pince de Pozzi droite
- Ciseaux coupe-fil distal
- Hystéromètre

NOUVEAU !



Réf. PS3570025



Réf. PS3620000

CROCHET POUR RETRAIT DIU

Conçu pour localiser le fil du stérilet de vos patientes

- Récupération rapide du fil grâce à ses 7 encoches
- Adaptation facile à la morphologie de la patiente
- Confort de la patiente amélioré grâce à la pointe lisse et arrondie
- Facilité de la prise en main avec sa longue surface de maintien



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire



INDICATIONS

Le crochet permet la récupération des fils d'un stérilet qui ont été perdus dans le canal endocervical ou dans la cavité utérine ainsi que l'extraction du stérilet si nécessaire.

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
PS3830026	263 mm	10	12,23 €

HYSTÉROMÈTRE SOUPLE

Permet d'apprécier la profondeur utérine, notamment pour la pose ou le retrait d'un DIU

- Praticité grâce à son manche rigide et sa partie distale souple permettant une bonne adaptation aux parois du col utérin
- Disponibles en 3 diamètres pour s'adapter à différentes anatomies



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Partie distale en polyéthylène
- Manche en polystyrène
- Sans latex
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Diamètre	Longueur	Couleur	Cdt.	Prix ttc
PS1251000	CH10 - Ø 3,3 mm	300 mm		25	19,32 €
PS1251200	CH12 - Ø 4 mm	300 mm		25	19,32 €
PS1251400	CH14 - Ø 4,6 mm	300 mm		25	19,32 €

SET DE RETRAIT D'IMPLANT SOUS CUTANÉ

Soin de l'incision créée lors du retrait de l'implant contraceptif

- 2 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ 50 x 60 cm fenestré avec adhésif
- 1 seringue 3 ml
- 1 aiguille orange (25 G)
- 1 bistouri N° 15
- 1 bande adhésive 10 x 120 mm
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm
- 1 pince Halstead mosquito courbée 12 cm
- 1 blister rigide 3 compartiments



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Réf.	Cdt.	Prix ttc
EDMM50202/2	5	23,20 €

Frottis



Réf. 1403.0004

Réf. 1403.0008

Réf 1403.0007

Réf 1403.0003



INDICATIONS

Frottis endocervical, ou tout prélèvement bactériologique, mycologique, et/ou parasitologique.

Caractéristiques techniques :

- Prélèvement de manière douce et efficace
- Sa boule permet de réduire les risques de perforation cervicale pendant l'examen

BROSSETTE CERVICALE*Pour le recueil et l'amélioration du frottis endovaginal*

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1403.0004	Brossette Ø 3,5 mm	190 mm	100	30,42 €
1403.0005	Brossette Ø 5,5 mm (avec boule)	200 mm	100	28,56 €

ÉCOUVILLON*Permet de réaliser l'écouvillonnage cytologique de l'endocol*

INDICATIONS

Prélèvements vaginaux, endocervicaux, frottis
Écouvillonnage cytologique de l'endocol.
Adaptés à diverses utilisations cutanées, comme la désinfection des plaies ou l'application de produits liquides.

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1403.0008	150 mm	100	1,48 €

SPATULE D'AYRE*Pour le prélèvement lors du frottis de l'utérus*

INDICATIONS

Prélèvement de l'exocol.

Caractéristiques techniques :

- Spatule en bois doux
- Non stérile

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1403.0007	177 mm	200	12,38 €

BROSSE ENDOEXOCOL*Permet le prélèvement de l'endocol et de l'exocol en un seul geste rotatif*

- En un seul geste, toutes les cellules sont recueillies permettant de réaliser simultanément le prélèvement des cellules de l'endocol et de l'exocol
- Brosse flexible et détachable, idéale pour la cytologie en milieu liquide
- Grâce à son ergonomie et sa flexibilité, la brosse épouse parfaitement les contours du col de l'utérus



INDICATIONS


Prélèvement de l'endoexocol

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Cdt.	Prix ttc
1403.0003	100	46,98 €





BATONNET DE SOIN

Pour le recueil et l'amélioration du frottis endovaginal

Caractéristiques techniques :


- Classe I - non stérile
- Tige en polypropylène de 15 cm
- Embout coton de 3 cm

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDM211751	150 mm	100	2,70 €

Biopsie et prélèvement histologique



Pensez à nos cupules pour réaliser vos badigeons page 49



PINCE À BIOPSIE DU COL

Permet de réaliser des biopsies sur des zones suspectes du col utérin

- Manche en forme de paire de ciseaux pour une prise en main facile
- Prélèvement aisé grâce aux mors de la pince
- Poussoir détachable permettant la récupération facile du prélèvement




INDICATIONS

- Utilisée dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus

Caractéristiques techniques :

- Classe II a
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pince en polyamide

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
PS3600025	260 mm	20	86,99 €



PINCE BABY TISCHLER (MÉTAL)

Utilisée lors des biopsies cervicales

La pince à biopsie Baby Tischler stérile, en acier inoxydable, utilisée lors des biopsies cervicales, vaginales ou de la vulve, est idéale pour éviter les risques de contamination du matériel.

Son mors atraumatique est spécialement conçu pour minimiser les risques de traumatisme des tissus, tandis que le système de verrouillage assure la fixation sécurisée de l'échantillon.

Caractéristiques techniques :

- Classe II a
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Tête en acier inoxydable et poignée en ABS

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMGJQ-6	240 mm	10	270,00 €

Prélèvement / Biopsie



Exclusivité

CURETTE D'ASPIRATION ENDOMÉTRIALE

La biopsie de l'endomètre par aspiration

- Non traumatisant pour la patiente grâce à l'embout arrondi
- Meilleur échantillonnage de toutes les zones de la cavité utérine, même des zones difficiles à atteindre, grâce à sa flexibilité
- Aspiration plus efficace avec la curette 4 trous (**Réf. 1403.0009**)
- Graduation de 2 à 12 cm

Caractéristiques techniques :

- Curette en 3 ou 4 trous d'aspiration
- Repère de profondeur situé à 2, 4, 6, 8, 10, 12
- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

- Diagnostic histologique et cytologique de l'endomètre
- Détection d'hyperplasie endométriale, cancer de l'endomètre et autres affections gynécologiques
- Détermination de la réponse au traitement hormonal substitutif à base d'oestrogènes
- Culture bactérienne ou microscopique lors de prélèvement d'échantillon menstruel utérin
- Détection de pathologies entraînant une infertilité



INDICATIONS

Réf. 1403.0010



Réf. 1403.0009

Réf.	Caract.	Longueur totale	Cdt.	Prix ttc
1403.0009/25	Curette avec 4 trous d'aspiration	275 mm + Ø 3 mm	25	42,16 €
1403.0010/25	Curette avec 3 trous d'aspiration	285 mm + Ø 3 mm	25	42,16 €
1403.0009	Curette avec 4 trous d'aspiration	275 mm + Ø 3 mm	100	169,98 €
1403.0010	Curette avec 3 trous d'aspiration	285 mm + Ø 3 mm	100	169,98 €



Exclusivité

CURETTE D'ASPIRATION ENDOMÉTRIALE AVEC SERINGUE

- Manipulation facilitée grâce à la curette incurvée et graduée
- Curette semi-rigide de 3 mm pour minimiser les risques de perforation
- Permet plusieurs prélèvements lors d'une même intervention
- Conçue pour améliorer l'efficacité et la fiabilité du prélèvement et réduire l'inconfort physique de la patiente



INDICATIONS


- Prélèvement histologique et cytologique de l'endomètre
- Recommandé pour les femmes pré et post ménopausées à des fins de diagnostics

Caractéristiques techniques :

- Dispositif composé d'une seringue 10 cc avec un ressort d'arrêt pour éviter tout reflux et d'une curette de 3 mm de diamètre
- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



Réf.	Volume	Longueur totale	Diamètre	Cdt.	Prix ttc
1403.0011	10 cc	235 mm	3 mm	25	69,54 €

**Caractéristiques techniques :**

- Classe II a
- Stérilisation par rayonnement gamma
- Emballage unitaire



**Tailles recommandées
pour la biopsie vulvaire
entre 2 et 4 mm**

PUNCH À BIOPSIE VULVAIRE

Assure une biopsie par carottage

- Plusieurs tailles : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm
- Prise en main sûre grâce à la poignée nervurée
- Identification facile avec la taille gravée sur chaque punch



INDICATIONS

- Diagnostic de certaines anomalies de la région vulvo-périnéale

Réf.	Caract.	Diamètre	Cdt.	Prix ttc
2302.3100	Biopsie punch	2 mm	25	72,06 €
2302.3200	Biopsie punch	3 mm	25	72,06 €
2302.3300	Biopsie punch	4 mm	25	72,06 €
2302.3400	Biopsie punch	5 mm	25	72,06 €
2302.3500	Biopsie punch	6 mm	25	72,06 €
2302.3700	Biopsie punch	8 mm	25	72,06 €

infogyn

**EDM sera présent
du mercredi 30 septembre
au vendredi 2 octobre 2026
à Pau**

**Rejoignez-nous au
stand 37 !**



DISPOSITIFS MÉDICAUX RÉUTILISABLES



L'ensemble de nos dispositifs médicaux réutilisables est autoclavables sauf le kits de 5 dilateurs vaginaux en silicone.



Exclusivité

SPÉCULUM CUSCO ET COLLIN

- Une gamme complète qui s'adapte à la morphologie de toutes vos patientes
- Robuste

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Acier inoxydable



Pensez à notre lubrifiant page 6



Cusco pliant

Réf.	Longueur	Diamètre	Prix ttc
1404.1010	75 mm	16 mm	15,61 €
1404.1011	80 mm	25 mm	15,61 €
1404.1012	90 mm	30 mm	15,61 €
1404.1013	90 mm	35 mm	15,61 €
1404.1014	90 mm	38 mm	15,61 €
1404.1015	95 mm	40 mm	15,61 €



Collin

Réf.	Longueur	Diamètre	Prix ttc
1404.1001	85 mm	25 mm	24,13 €
1404.1002	105 mm	30 mm	24,13 €
1404.1003	110 mm	32 mm	24,13 €
1404.1004	110 mm	35 mm	24,13 €
1404.1005	110 mm	38 mm	24,13 €
1404.1006	110 mm	40 mm	24,13 €
1404.1007	120 mm	30 mm	24,13 €
1404.1008	130 mm	32 mm	24,13 €
1404.1009	130 mm	38 mm	24,13 €



Exclusivité

SPÉCULUM ENDOCERVICAL DE KOGAN

Pour la visualisation de la jonction pavimento-cylindrique de l'endocol


- 3 largeurs de mors disponibles, assurant une exploration précise de l'endocol en fonction de sa morphologie
- 2 mécanismes de blocage : à vis ou à crans



Réf. 1404.0004



Réf. 1404.0021



Réf. 1404.0022


Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Acier inoxydable

NOUVEAU !

Réf.	Caract.	Longueur	Largeur des valves en mm	Cdt.	Prix ttc
1404.0004	Spéculum de Kogan mécanisme de serrage à vis	260 mm	4 mm	Unité	28,09 €
1404.0021	Spéculum de Kogan mécanisme de serrage à crans	240 mm	2 mm	Unité	37,85 €
1404.0022	Spéculum de Kogan mécanisme de serrage à crans	240 mm	5 mm	Unité	37,85 €

Pince



PINCE LONGUETTE (OU CHÉRON)

Ciseaux-pince de forme droite ou courbée pour saisir les pansements et compresses

- Long manche (250 mm), 2 gros mors ovales et striés
- Système de blocage à crémaillère
- Version courbée permettant une visualisation maximale du col

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1404.0016	Pince de Chéron droite	255 mm	Unité	18,36 €
1404.0002	Pince de Chéron courbée	250 mm	Unité	18,36 €



- Utilisée comme pince à pansement pour la désinfection du col ou pour retirer un stérilet
- Pince à préhension en raison de sa longueur et de ses extrémités plates

PINCE DE POZZI

Traction utérine pour faciliter l'accès à la cavité utérine

- Facilite l'accès à la cavité utérine et évite d'abimer l'utérus lors de l'introduction d'instruments médicaux

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1404.0001	Pince de Pozzi	250 mm	Unité	18,36 €
1404.0023	Pince de Pozzi ultra fine	255 mm	Unité	17,86 €



- Préhension du col utérin et réalisation de « traction-fixation » afin d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à 180°

NOUVEAU !

PINCE DE POZZI-SCHROEDER

Traction plus forte et mobilisation du col lors de gestes plus techniques

- Longue pince droite ou courbée
- Présente 2 crochets acérés
- Système de crantage pour maintenir la fermeture
- Manche ergonomique avec crémaillère de verrouillage

NOUVEAU !

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1404.0026	Pince de Pozzi-Schroeder droite	240 mm	Unité	17,62 €
1404.0025	Pince de Pozzi-Schroeder courbée	240 mm	Unité	17,78 €



- Pose ou retrait de stérilet (DIU)
- Prélèvements endo-utérins
- Ablation de polypes
- Application de traitements locaux

Pince de Kelly
Réf. EDMEI-03807

Pince Allis
Réf. EDMEI-05241

Pince de Bengolée droite
Réf. 1404.0014

Pince de Bengolée courbée
Réf. 1404.0015

Pince Kocher
Réf. EDMEI-XXXXX

PINCE DE KELLY

- Bras légèrement courbé et mors striés
- Mors fenestrés pour une utilisation atraumatique
- Pointe émoussée qui empêche les blessures
- Longueur importante permettant un accès profond à l'utérus



- Pour extraction des polypes et fibromes utérins.

Réf.	Longueur	Ø extérieur du mors	Ø intérieur du mors	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-03807	320 mm	20 mm	17 mm	Unité	22,22 €

PINCE ALLIS

Maintien ferme des tissus

- Pince atraumatique
- Système de blocage à crémaillère



- Réparation de déchirures ou d'épisiotomies
- Biopsie cervicale

Réf.	Longueur	Mors	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-05241	190 mm	4 x 5 mm	Unité	10,87 €

PINCE DE BENGOLÉE

Pince hémostatique polyvalente

- Pratique et facile d'usage grâce à son long manche (260 mm) et son petit diamètre
- Mors avec griffes pour saisir et tenir efficacement



- Pour clamper les vaisseaux
- Exercer une traction sur le fil métallique de suture durant des soins courants

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1404.0014	Pince de Bengolée droite	260 mm	Unité	17,53 €
1404.0015	Pince de Bengolée courbée	260 mm	Unité	17,53 €

NOUVEAU !

PINCE KOCHER

Pince hémostatique

- Crantée sur toute la longueur pour une accroche ferme
- Mors dentelés, parfois munis de griffes (suivant le modèle)



- Clamper et compresser les vaisseaux en situation de saignement
- Prise très solide sur les tissus résistants
- Gestes chirurgicaux et actes pratiqués en cabinet ou en soins infirmiers

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-1718	Pince Kocher droite avec griffes	144 mm	Unité	6,65 €
EDMEI-1734	Pince Kocher droite sans griffes	144 mm	Unité	6,54 €
EDMEI-01726	Pince Kocher courbe avec griffes	140 mm	Unité	6,74 €
EDMEI-01742	Pince Kocher courbe sans griffes	140 mm	Unité	6,62 €

Ciseaux

Ciseaux Mayo - droits
Réf. EDMEI-00751

Ciseaux Mayo - courbés
Réf. EDMEI-00755

Ciseaux de Metzenbaum
Réf. 1404.0003

Ciseaux de dissection Stevens
Réf. EDMEI-00871

Porte-aiguille droit
Réf. EDMEI-01307

CISEAUX MAYO

Paire de ciseaux classique pour tout cabinet de gynécologie

- Lame aiguisée et acérée permettant de couper un fil de suture au plus près de la plaie
- Découpe nette et précise

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-00755	Ciseaux mayo - courbés	173 mm	Unité	8,11 €
EDMEI-00751	Ciseaux mayo - droits	175 mm	Unité	8,23 €



INDICATIONS

- Couper et sectionner les fils de suture
- Réparation de déchirures ou d'épisiotomies
- Excision de lésions ou polypes

CISEAUX DE METZENBAUM

Votre instrument de précision

- Instrument de précision pour couper les tissus délicats
- Lames courbes et pointues

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1404.0003	185 mm	Unité	5,08 €



INDICATIONS

- Résection de tissus : retrait de petites tumeurs, polypes ou autres excroissances bénignes présentes dans l'utérus, le vagin ou le col de l'utérus

CISEAUX DE DISSECTION STEVENS

Dissection de tissus très fins ou petits gestes de soin

- Courts, avec lames très fines et effilées
- Pointes très aiguës pour une précision maximale particulièrement utile pour les zones sensibles (vulve, col)
- Disponibles en versions droite

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-00871	130 mm	Unité	7,51 €



INDICATIONS

- Petits gestes chirurgicaux : Exérèse de petits kystes superficiels / Ablation de condylomes ou papules bénignes / Section de brides ou adhérences superficielles
- Suivi post-partum : Retouche de suture post-épisiotomie ou déchirure / Libération de fils résiduels ou nécrosés / Section de granulations cicatricielles gênantes

PORTE-AIGUILLE DROIT

Guider et maintenir l'aiguille de suture

- Lames fines, offrant une précision optimale dans les zones difficiles d'accès
- Système cranté permettant de maintenir l'aiguille fermement en place

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-01307	140 mm	Unité	7,55 €



INDICATIONS

- Sutures de l'utérus
- Sutures vaginales
- Dans diverses procédures chirurgicales pour maintenir l'aiguille de suture
- Fixation de champs opératoires



Exclusivité

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Autoclavable
- Acier inoxydable



Pince de type Halstead
(droite) avec griffes 1x2
Réf. EDMEI-01652



Pince de type Halstead
(courbée) sans griffe
Réf. EDMEI-01650



Pince de type Halstead
(droite) sans griffe
Réf. EDMEI-01648



Pince de type Halstead
(courbée) avec griffes 1x2
Réf. EDMEI-01654



Pince de Cirkérone
Réf. IP56628



Pince Terrhum
Réf. IP57627

Contraception

PINCE DE TYPE HALSTEAD (HALSTEAD MOSQUITO)

Pince hémostatique polyvalente idéale pour le retrait de l'implant contraceptif sous-cutané



- Destinée à l'hémostase
- Faciliter la préhension des dispositifs (compresse, tampons...)
- Retrait de l'implant contraceptif sous cutané (droite avec griffes)

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-01648	Pince droite sans griffe	125 mm	Unité	6,30 €
EDMEI-01650	Pince courbée sans griffe	125 mm	Unité	6,43 €
EDMEI-01652	Pince droite avec griffes 1x2	125 mm	Unité	6,79 €
EDMEI-01654	Pince courbée avec griffes 1x2	125 mm	Unité	6,86 €

PINCE DE CIRCÉRON

Pour un retrait facilité du stérilet, en particulier lorsque les fils ne sont plus visibles ou sont remontés dans le col de l'utérus

- Introduction facilitée dans le col grâce à la finesse de cette pince
- Ergonomique : manche coudé et extrémités avec griffes

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
IP56628	280 mm	Unité	64,54 €

PINCE TERRHUM

Pour la préhension du stérilet pour la pose ou le retrait

- Permet de crocheter le stérilet lorsque les fils sont absents
- Entièrement démontable

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
IP57627	270 mm	Unité	79,14 €

CROCHET POUR RETRAIT DIU

NOUVEAU !

Extraction des stérilets

- Longueur de 26 cm offrant un accès adéquat au col de l'utérus et à la cavité utérine
- Crochet en forme de «U» et conçu pour réduire le risque de traumatisme tissulaire et les blessures

Réf.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
EDMEI-03792	260 mm	Unité	8,89 €



- Retrait du stérilet notamment lorsque les fils sont invisibles ou inaccessibles autrement





Pensez à nos cupules
pour réaliser vos badigeons
page 49

PINCE TISCHLER/BABY TISCHLER / MINI TISCHLER

- Échantillonnage maximal grâce à une dent unique sur les mâchoires inférieures et supérieures
- Mors spécialement conçu qui minimise les risques de traumatisme
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage
- Manche ergonomique



- Prélèvement de tissu de l'endocervix, partie supérieure du canal cervical



Réf. 1404.0024

NOUVEAU !

Réf.	Caract.	Longueur	Mors en mm	Cdt.	Prix ttc
1404.0006	Pince à biopsie Tischler	200 mm	3 X 5	Unité	225,25 €
1404.0005	Pince à biopsie Baby Tischler	200 mm	2 X 5	Unité	225,25 €
1404.0024	Pince à biopsie Mini Tischler	200 mm	1,2 X 3,5	Unité	245,27 €

PINCE ROTATIVE TISCHLER/BABY TISCHLER / MINI TISCHLER

Biopsie facilitée avec cette pince rotative !

- Prélèvement d'échantillon de tissu sous n'importe quel angle (haut, bas, gauche, droite)
- Mors spécialement conçu qui minimise les risques de traumatisme
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage
- Manche ergonomique



- Biopsie cervicale, biopsie vaginale ou même les biopsies de la vulve
- Excision de petites lésions

Réf.	Caract.	Longueur	Mors en mm	Cdt.	Prix ttc
1404.0009	Pince à biopsie Tischler rotative	200 mm	3 X 7	Unité	325,37 €
1404.0010	Pince à biopsie Baby Tischler rotative	200 mm	2 X 5	Unité	325,37 €
1404.0019	Pince à biopsie Mini Tischler rotative (mors amovible)	200 mm	1,2 X 3,5	Unité	357,95 €

NOUVEAU !

1. <https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/cancer/news/news/2012/2/early-detection-of-common-cancers/cervical-cancer>
2. Dépliant - Dépistage du cancer du col de l'utérus. Guide pratique DEPCCU21. www.e-cancer.fr
3. <https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-faire-depister/Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus>



Pour le même acte,
il existe aussi le dispositif
à usage unique

+ de détails en page 14



PINCE KEVORKIAN

- Mâchoires étroites facilitant l'insertion et l'échantillonnage dans le canal cervical
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage



Réf.	Longueur	Mors	Cdt.	Prix ttc
1404.0007	245 mm	3 x 10 mm	Unité	225,25 €

PINCE TISCHLER-KEVORKIAN

- Pince à biopsie cervicale
- Fixation de l'échantillon grâce à un système de verrouillage



Réf.	Longueur	Mors	Cdt.	Prix ttc
1404.0008	230 mm	3 x 8 mm	Unité	225,25 €

CANULE À BIOPSIE TYPE NOVAK

- Très fine
- Dotée de petites dents pour faciliter le crochetage des fils du DIU



- Biopsie de l'endomètre
- Outil d'aide à l'extraction du stérilet en cas de migration vers la cavité du col utérin



NOUVEAU !

Réf.	Caract.	Longueur	Diamètre	Cdt.	Prix ttc
1404.0011	Canule de Novak, réservoir incorporé	250 mm	3 mm	Unité	17,53 €
1404.0018	Canule de Novak, réservoir incorporé	250 mm	2 mm	Unité	20,12 €


CURETTE DE KEVORKIAN OU CURETTE UTÉRINE

Pour effectuer les biopsies utérines et curetages de l'endocol par grattage ou aspiration

- Les bords sont incurvés vers l'intérieur et sont légèrement émoussés
- Conception à crémaillère pour garder le même niveau d'ouverture pendant l'intervention
- Valves ultra-minces pour minimiser les douleurs chez la patiente
- Sans panier



- Utilisée en colposcopie pour pratiquer des prélèvements
- Retrait de polypes utérins
- Traitement de saignements excessifs
- Nettoyage de l'utérus après une fausse couche incomplète



Réf.	Caract.	Longueur	Dimension du panier	Cdt.	Prix ttc
1404.0012	Curette de Kevorkian ou curette utérine	315 mm	3 x 10 mm	Unité	25,02 €
1404.0017	Curette de Kevorkian ou curette utérine	315 mm	2 x 10 mm	Unité	26,28 €

NOUVEAU !

DILATATEUR DOUBLE DE HEGAR

Pour la dilatation extemporanée ou la mesure du diamètre du col de l'utérus

- Évaluation tactile du col de l'utérus
- 12 tailles disponibles

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile.
- Acier inoxydable



INDICATIONS

- Dilatation du col : pré-IVG, avant hystéroscopie
- Diagnostic d'une béance du col (possibilité de passer une bougie de Hegar n°8)
- Vaginisme



NOUVEAU !

Réf.	Caract.	Longueur	Cdt.	Prix ttc
1402.0007	Dilatateur double de Hegar 5 et 6 mm	205 mm	1	10,01 €
1402.0011	Dilatateur double de Hegar 7 et 8 mm	205 mm	1	10,01 €
1402.0012	Dilatateur double de Hegar 9 et 10 mm	205 mm	1	10,01 €
1402.0008	Dilatateur double de Hegar 11 et 12 mm	205 mm	1	6,01 €
1402.0009	Dilatateur double de Hegar 13 et 14 mm	205 mm	1	6,44 €
1402.0010	Dilatateur double de Hegar 19 et 20 mm	205 mm	1	7,12 €

KIT DE 5 DILATATEURS VAGINAUX EN SILICONE

Conçu pour un travail autonome de vos patientes en complément des séances de kinésithérapie ou d'ostéopathie

- Forme ergonomique et anatomique : pour une prise en main facile grâce à l'encoche externe
- En silicone, doux au toucher
- Dilatateur légèrement souple pour une introduction tout en douceur
- Utilisation progressive : 5 tailles différentes
- Nettoyage à l'eau tiède et au savon doux



INDICATIONS

- Pour les patientes souffrant de vaginisme, dyspareunie, vulvodynie, vaginite atrophique ou du syndrome de Rokitansky
- Post vaginoplastie ou épisiotomie
- Pendant une radiothérapie ou chimiothérapie
- Après une ménopause difficile

Caractéristiques techniques :

- Classe I non stérile
- Silicone de grade médical, garanti sans latex
- Emballage unitaire



Réf.	Couleur	Longueur d'insertion	Longueur totale	Diamètre	Prix ttc
1404.0193		90 mm	122 mm	12/14 mm	100,31 €
		100 mm	135 mm	16/18 mm	
		110 mm	150 mm	20/22 mm	
		120 mm	163 mm	24/26 mm	
		130 mm	177 mm	28/30 mm	

A high-angle, close-up photograph of a pregnant woman with long brown hair, smiling warmly at the camera. She is wearing a white, short-sleeved tank top. Her bare pregnant belly is visible. In the lower foreground, her hands are resting on a white surface, looking at two small, dark ultrasound images. To the right, a pair of black and red medical forceps lies on the same surface. The background is a bright, out-of-focus white, suggesting a clinical or hospital setting.

DIAGNOSTIC ET IMAGERIE



C N G O F

PARI(S) SANTÉ FEMMES



du 2 au 4 décembre 2026



Palais des congrès - Paris



Stand n°7

EDM



**medical
imaging**

Hystérosonographie

CATHÉTER AVEC BALLONNET

Stériles avec ballonnet

- Manipulation aisée et simplifiée
- Étanchéité assurée grâce aux performances du ballonnet en silicone
- Insertion atraumatique : la gaine d'insertion élimine le besoin d'un ténaculum.




- Conçu pour être utilisé en sonohystérogaphie et en hystérosalpingographie, le cathéter peut être utilisé avec des milieux à base de solution saline en fonction des exigences de la procédure.

Cathéter sans mandrin

Le kit comprend une gaine d'insertion sans mandrin, une seringue pour le gonflage du ballonnet ainsi qu'un clamp pour le blocage de la voie d'injection.

La gaine de protection est en polychlorure de vinyle et la gaine d'insertion en polypropylène.



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Cathéter en polyuréthane
- Sans latex

Cathéter avec mandrin

- Un mandrin amovible et déformable
- Un connecteur pour gonfler le ballonnet muni d'un robinet.
- Un connecteur standard permettant de brancher une seringue pour l'injection du produit
- Ce cathéter peut être utilisé avec un prolongateur (constitué d'un tube PVC de diamètre 1 mm x 2 mm avec une connexion Luer Lock mâle et une connexion Luer Lock femelle.



Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Cathéter en PEBA
- Sans latex

CATHÉTER AVEC CÔNE D'ÉTANCHÉITÉ MOUSSE

- Étanchéité assurée grâce à la mousse
- Insertion atraumatique



- Permet de réaliser des hystérogaphies, des hystérosonographies

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Cathéter en PEBA
- 1 manche rigide en polyester
- Mousse en polyuréthane



Réf.	Diamètre du cathéter	Taille de la mousse	Longueur	Cond.	Prix ttc
PS1870733	7,5 Fr	15 mm	330 mm	5	56,62 €
PS2010733	7,5 Fr	25 mm	330 mm	5	60,96 €

GEL NON STÉRILE POUR ÉCHOGRAPHIE

EDM, seul fabricant de gels pour échographie en France vous propose les gammes POLARIS II (garanti sans parabène) SONECHO, PREMIUM. Nous nous engageons à vous offrir la meilleure qualité possible, pour un gel sain et idéal contre les artéfacts.



- Haute viscosité pour une excellente transmission des ultrasons
- Non irritants, PH neutre
- Sans parfum
- Intégrité des sondes préservée
- Nos gels s'appliquent et se nettoient aisément, sans tacher

Réf.	Gamme	Couleur	Particularité	Volume	Cdt.	Prix ttc
PC250/24P	Gel Premium	Incolore		Flacon de 250 ml	24	34,92 €
PC250/48	Gel Premium	Incolore		Flacon de 250 ml	48	65,02 €
CG5000	Gel Premium	Incolore	-	Cubitainer souple de 5 L avec flacon et bec verseur	Unité	23,88 €
PC250/24B	Gel Sonecho	Bleuté	-	Flacon de 250 ml	24	34,92 €
CG5000B	Gel Sonecho	Bleuté	-	Cubitainer souple de 5 L avec flacon et bec verseur	Unité	23,88 €
PC250/24SP	Gel Polaris	Incolore	Sans parabène, hypoallergénique	Flacon de 250 ml	24	43,10 €
CG5000SP	Gel Polaris	Incolore	Sans parabène, hypoallergénique	Cubitainer souple de 5 L avec flacon et bec verseur	Unité	26,28 €
KG250/40	Gel Krystal	Incolore	Sans parabène, hypoallergénique	Flacon de 250 ml	40	37,20 €
PA60	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Tube de 60 gr	12	28,98 €
PA250	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Flacon de 250 ml	12	38,38 €
PA1000	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Flacon de 1 L	6	69,32 €
PA5000	Gel Parker Aquasonic	Bleuté	-	Cubitainer de 5 L	Unité	29,21 €
PA251	Gel Parker Aquasonic Clear	Incolore	-	Flacon de 250 ml	12	41,54 €
PA5010	Gel Parker Aquasonic Clear	Incolore	-	Cubitainer de 5 L	Unité	34,01 €

Gel pour échographie

GEL STÉRILE POUR ÉCHOGRAPHIE

- Sous double emballage stérile
- Distribution étroite et précise
- Complètement aqueux, pas de risque de tache




Réf.	Gamme	Contenance	Cdt.	Prix ttc
PC020	Krystal by EDM	20 ml	48	44,62 €
PA020	Parker Aquasonic 100	20 ml	48	98,46 €

Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Stérilisation aux rayons Gamma
- Sachet de 20 ml

Rendez-vous sur le site internet !

« Retrouvez tout au long de l'année
notre sélection à prix réduits sur
www.edm-imaging.com »



EDM
medical
imaging

Femina
by EDM

Protection pour sonde endocavitaire

KRYSTAL COVER

Latex

Protections pour sondes d'échographie endocavitaires. La solution la plus économique pour vos consultations.



NON STÉRILE

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Cdt.	Prix ttc
600249	3,5 x 20 cm	Protection non lubrifiée	Roulé	144	28,89 €
599249	3,5 x 20 cm	Protection lubrifiée	Roulé	144	28,92 €



STÉRILE

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Cdt.	Prix ttc
YLA3520	3,5 x 20 cm	Protection seule - non lubrifiée - avec élastiques	Roulé	100	52,14 €



Polyisoprène - Sans latex

NON STÉRILE

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Cdt.	Prix ttc
670249	3 x 30 cm	Protection non lubrifiée EDM	Roulé	100	130,27 €

Protection pour sonde superficielle

KRYSTAL COVER

Polyéthylène

Protections en polyéthylène souple, offrant un excellent rapport qualité/prix pour des procédures stériles, en particulier les plus invasives.

STÉRILE



Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Cdt.	Prix ttc
YPE1830	18 x 30 cm	Protections extrémités 3D, fournies avec 2 élastiques de fixation et 1 champ	Télescopique	100	199,20 €
YPE1880	18 x 80 cm		Télescopique	100	336,00 €
YPE18125	18 x 125 cm		Télescopique	50	195,00 €
YPE1530WG	15 x 30 cm	Kit de protection Echo Cover™ (1 protection, 1 champ, 1 sachet de gel stérile, 2 élastiques de fixation)	Télescopique	25	81,00 €
YPE1580WG	15 x 80 cm		Télescopique	25	102,78 €
YPE15125WG	15 x 125 cm		Télescopique	25	116,70 €
YPE15240WG	15 x 240 cm		Télescopique	25	125,23 €

STÉRILE



ULTRA COVER

Latex

Protections en latex résistantes s'adaptant à tous les types de sondes d'échographie.

Réf.	Dimensions	Caract.	Pliage	Cdt.	Prix ttc
86694*	4 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulé	10	41,33 €
86675	5 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	Roulé	10	52,34 €
86667*	6 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	À plat	10	66,80 €
86633*	8 x 30 cm	Protection + 1 bande adhésive	À plat	10	69,55 €

*1 Stérile EO : stérilisation à l'oxyde d'éthylène
 * Protections également disponibles avec un protège-câble et deux bandes adhésives.
 *2 Stérile R : stérilisation par rayons gamma.

Archivage

Imprimante / Kits papier

UP-X899MD

Impression noir & blanc haute qualité - A6

990,00 €
TTC

NOUVEAU !



INDICATIONS

- Échographie
- Arceau mobile
- Écho-endoscopie

A6

Noir & blanc

Consommables

UPP-110HG

UPP-110HD

UPP-110S

L'imprimante thermique UP-X899MD de Sony est la solution idéale pour les systèmes d'échographie numérique. Conçue pour offrir une impression rapide et fiable, elle garantit des clichés nets et précis tout en s'intégrant facilement aux environnements médicaux.

- Impression haute qualité avec une résolution d'environ 325 dpi et jusqu'à 256 niveaux de gris
- Impression rapide, environ 2 secondes par cliché
- Formats d'image sélectionnables : 4:3 ou 1:1, selon l'examen et l'usage
- Connexion USB Type-C pour une compatibilité optimale avec les systèmes récents
- Design compact et léger, idéal pour les espaces réduits et les postes mobiles

PAPIER THERMIQUE POUR IMPRESSION DE CLICHÉS ÉCHOGRAPHIQUES

PAPIER SONY

- Pour les imprimantes Sony
- Format A4, A6, A7
- Impression noir et blanc

110 mm (l)
x 18 m (L)

Réf.	Caract.	Compatibilité	Cdt.	Prix ttc
UPP110HG	Papier aspect glacé	UP-897MD, UP-D897, UPX898MD	10	172,25 €
UPP110HD	Papier haute densité	UP-897MD, UP-D897, UPX898MD	10	172,30 €
UPP110S	Papier standard	UP-897MD, UP-D897, UPX898MD	10	86,15 €

84 mm (l)
x 12,5 m (L)

Réf.	Caract.	Compatibilité	Cdt.	Prix ttc
UPP84HG	Papier aspect glacé	UP-D711MD	10	150,06 €
UPP-84S	Papier standard	UP-D711MD	10	150,06 €

PAPIER MITSUBISHI

- Pour les imprimantes Mitsubishi
- Impression noir et blanc

110 mm (l)
x 18 m (L)

Réf.	Caract.	Format du papier	Compatibilité	Cdt.	Prix ttc
K61B	Papier mat	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux	42,41 €
K65HM	Papier haute densité	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux	91,62 €
K91HG	Papier haute brillance	110 mm (L) x 20 m	P93E	Par 4 rouleaux	97,27 €
K95HG	Papier haute brillance	110 mm (L) x 18 m	P95DW	Par 5 rouleaux	128,68 €



LAMPE DE GYNÉCOLOGIE

- Technologie LED sans infrarouge : réduit la sensation de chaleur pour le patient et le médecin et économise l'énergie
- Positionnement et longue portée avec bras flexible qui évite ainsi les angles morts
- Excellente stabilité
- Variateur situé sur le boîtier de contrôle

Caractéristiques techniques

- Intensité d'éclairage : D = 30 cm 80 000 Lux, D = 50 cm 35 000 Lux
- Température de couleur : 5000-6000K
- Durée de vie moyenne des LED : supérieure à 35 000 heures
- Puissance absorbée : 85-265V 50/60Hz
- Type d'extension : col de cygne de 76 cm
- Hauteur de la tige : 71 cm

Réf.	Caract.	Prix ttc
OSLAMP01	Lampe d'examen noire	247,92 €
OSLAMP02	Lampe d'examen blanche	247,92 €



LAMPE LUXIFLEX LED 8W

- Offre une large portée
- Lampe sans rayonnement infrarouge
- Température de couleur : 4 000° K
- Rendu des couleurs : 95%

Réf.	Caract.	Prix ttc
I0104AOLED-PIED	Lampe sur pied	475,26 €



Réf. 361063

Réf. 361056



Réf. 361094

PILE ALCALINE

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
361063	Pile alcaline Energizer LR03 AAA 1,5V	10	4,90 €
361056	Pile alcaline Energizer LR6 AA 1,5V	10	4,90 €
361094	Pile alcaline Energizer 6LR61 9V	12	18,60 €



Réf. 635177



Réf. 635730

PILE RECHARGEABLE

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
635177	Energizer pile rechargeable LR3 (AAA) nimh power plus HR03 700 mah 1.2 V	4	13,32 €
635730	Energizer Recharge Extreme AA 2300 mAh	4	15,77 €

COLPOSCOPE C6A



NOUVEAU !



Réf. EDMC6APIED



Réf. EDMC6ABRAS*

Le C6 offre une imagerie de haute précision pour un diagnostic gynécologique fiable et confortable. Grâce à sa caméra et à son système optique avancé, il assure une visualisation nette et détaillée, facilitant la détection précoce des lésions cervicales.

Livré avec :

- Logiciel Sentinel (programme d'évaluation R-way) sur USB,
- Housse de protection pour la caméra,
- Pédale (foot switch),
- Câble d'alimentation (norme EUR),
- Notice de montage,
- Guide de référence rapide,
- Carte de capture vers câble USB PC,
- Support vertical (avec châssis en T)

Caractéristiques techniques :

- **Grossissements multiples** pour un examen précis et adapté à chaque besoin Grossissement sur écran en temps réel (1 ~ 50 x)
- **Éclairage LED homogène** avec durée de vie prolongée et rendu lumineux naturel Intensité de l'éclairage : $\geq$ à 2500 lux
- **Mise au point automatique et manuelle** pour plus de confort et de rapidité
- **Logiciel PC** : affichage plein écran de l'image, enregistrement de l'information patiente, captures d'images de qualité, analyse des découvertes colposcopiques, exportation du rapport en PDF.
- **Enregistrement et documentation numérique** des images et vidéos
- **Ergonomie optimisée** : bras flexible et base mobile pour un positionnement facile
- **Design moderne et compact**, adapté à la pratique quotidienne

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDMC6APIED	Colposcope C6A avec un pied standard	Unité	Sur devis
EDMC6ABRAS	Colposcope C6A avec un bras articulé et un plateau pour PC	Unité	Sur devis

*Ordinateur non fourni

NOUVEAU !



DOPPLER FOËTAL PORTABLE

Compact et fiable, le SD3 permet une détection rapide et précise des battements cardiaques fœtaux. Idéal pour les consultations comme pour les visites à domicile, il allie simplicité d'utilisation et performance.

- Avec sonde 3 MHz waterproof vasculaire
- Détection claire du rythme cardiaque fœtal dès les premiers stades de grossesse
- Design portable et ergonomique
- Écran digital et haut-parleur intégré pour une écoute immédiate
- Qualité de signal fiable avec réduction des interférences
- Piles fournies : 3 piles alcalines AA, 1,5 V (LR6) ou 3 piles rechargeables Ni-MH AA, 1,2 V (R6)
- Housse de transport incluse

Réf.	Cdt.	Prix ttc
EDMSD3	Unité	254,24 €

NOUVEAU !



PÈSE-PERSONNE

- Plateau en verre plat
- Lisibilité optimale : Écran LCD, grands chiffres
- Haute capacité : Jusqu'à 180 kg
- Fonctions automatisées : Démarrage rapide
- Design soigné : 30 x 30 cm, mise en marche automatique
- Piles fournies

Réf.	Capacité max	Cdt.	Prix ttc
EDMEKMGD01	180 kg	Unité	48,31 €

NOUVEAU !



PÈSE-BÉBÉ

- Grande capacité : jusqu'à 20 kg, adaptée dès la naissance jusqu'à la petite enfance.
- Précision fine : graduation de 5 g, avec une précision annoncée d'environ ± 15 g
- Écran LCD rétro-éclairé bleu lisible avec chiffres larges pour une lecture aisée
- 35 mélodies intégrées pour distraire bébé durant la pesée, réglable ou désactivable
- Mètre ruban intégré pour mesurer la taille du bébé : jusqu'à environ 100 cm dans un compartiment latéral
- Pèse-bébé robuste et hygiénique avec une nacelle incurvée facile à nettoyer
- Mallette de transport en option
- Piles non fournies : 4 piles AA / LR6
- Garantie 1 an

Réf.	Désignation	Capacité max	Cdt.	Prix ttc
EDM4573055	Pèse-bébé	20 Kg	Unité	83,58 €
EDM4573055M	Mallette de transport	-	Unité	33,61 €

Prise de mesure

TOISE

NOUVEAU !

- Précision et plage de mesure adaptées aux nourrissons : de 0 à 100 cm, idéale dès la naissance jusqu'à environ 2 ans.
- Graduations fines tous les 5 mm, avec marquage numérique tous les 5 cm pour une lecture rapide et précise.
- Conception ergonomique pour mesure en position allongée : appui-tête fixe et curseur mobile coulissant ajustable aux pieds de l'enfant
- Existe en 2 versions :
 - en bois** : pour une utilisation à plat avec lecture directe sur l'échelle
 - en aluminium** : pour une utilisation à plat ou murale avec lecture via la fenêtre curseur



Réf.	Caract.	Plage de mesure	Cdt.	Prix ttc
EDM4444700	Toise en bois	de 0 à 100 cm	unité	138,08 €
EDM4444780	Toise en aluminium	de 0 à 100 cm	unité	65,40 €

MICRO-TOISE

NOUVEAU !

- Plage de mesure étendue et précise jusqu'à 2 mètres.
- Adaptée aux enfants et adultes
- Lecture claire et rapide
- Ruban gradué avec fenêtre de lecture pour une visibilité optimale.
- Fixation murale simple pour une installation stable.
- Format compact et peu encombrant



Réf.	Plage de mesure	Cdt.	Prix ttc
EDM221400	de 0 à 220 cm	unité	9,73 €

MÈTRE-RUBAN 2 MÈTRES

NOUVEAU !

- Mesure précise : jusqu'à 2 m, avec graduations au millimètre
- Enroulement automatique par bouton-poussoir, rapide et sans nœuds
- Boîtier léger, compact et facile à transporter.
- Utilisation simple et intuitive, idéal pour les professionnels en déplacement



Réf.	Plage de mesure	Cdt.	Prix ttc
EDM4444710	de 0 à 220 cm	unité	2,36 €

STÉTHOSCOPE



- Pavillon simple ou double métallique adulte (dia 45/30 mm)
- Bague anti-froid et pavillon de la couleur du tube
- Lyre en aluminium incorporée à la tubulure
- Livré avec 1 paire d'embouts

Réf.	Caract.	Prix ttc
DH7081N	Stéthoscope - pavillon simple adulte noir	13,00 €
DS7073N	Stéthoscope - pavillon double adulte noir	16,56 €

Tensiomètre

TENSIOMÈTRE MÉCANIQUE

Vaquez Laubry Classic adulte



- Mécanisme «horlogerie» haute précision
- Velcro, Marine.
- Double tubulure pour une montée en pression linéaire
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro, parfait mix entre maintien et praticité
- Fermeture à sangles pour la longévité
- Protège manomètre en mousse antichoc

Réf.	Taille	Prix ttc
518012	Adulte M (26-34 cm)	175,93 €

TENSIOMÈTRE MÉCANIQUE MANOPOIRE

4 brassards et pochette de rangement



- Diamètre de serrage de 13 à 51 cm
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg
- Vitesse de décompression : 2 à 3 mmhg/sec.
- Brassard à fermeture Velcro

Réf.	Brassards	Prix ttc
EDM2260001B	Bébé : de 13 à 19 cm Enfant : de 18,4 à 26,2 cm Adulte : de 25,4 à 40,6 cm Obèse : de 33,3 à 51 cm	53,60 €

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

3 tailles de brassards disponibles



Réf. EDMSPG440

Tensiomètre bras automatique et simple d'utilisation.

- Mesure précise avec détection d'arythmie (indicateur OMS)
- Double utilisateur : 60 mémoires chacun + moyenne des 3 dernières mesures.
- Vendu avec brassard universel M/L (22-42 cm)
- Format compact, léger
- Piles non fournies : 2 piles AAA / LR3



Réf. EDM527465

Réf.	Caractéristiques	Taille	Couleur	Cdt.	Prix ttc
EDMSPG445	Tensiomètre électronique avec Brassard	M/L (22-42 cm)	Rouge	Unité	50,18 €
EDMSPG440	Tensiomètre électronique avec Brassard	M/L (22-42 cm)	Bleu	Unité	50,18 €
EDM527462	Brassard pour tensiomètre électronique	S (16-24 cm)	Gris	Unité	28,21 €
EDM527464	Brassard pour tensiomètre électronique	M/L (22-42 cm)	Gris	Unité	28,21 €
EDM527465	Brassard pour tensiomètre électronique	XL (32-48 cm)	Gris	Unité	28,21 €

Contrôle

Thermomètre

THERMOMÈTRE SANS CONTACT INFRAROUGE

- Mesure rapide en 1 seconde sans contact / infrarouge
- Distance de mesure : de 1 à 5 cm
- Écran LCD 23,50 x 15,5 mm.
- Plage : 34,9 à 42,2 °C
- Piles non fournies : 2 piles AAA / LR3

NOUVEAU !



NOUVEAU !

Réf.	Cdt.	Prix ttc
EDM6800050	Unité	34,52 €

THERMOMÈTRE FRONTAL ET AURICULAIRE

- Double usage : frontal (tempe) et auriculaire
- Mesure rapide et précise ($\pm 0,1$ °C, 32–43 °C)
- Écran rétroéclairé avec alerte fièvre (code couleur)
- Compact et léger (75 g), simple à utiliser
- Couver-sonde adapté : Couver-sonde à usage unique non stérile (ne pas l'utiliser plus d'une fois afin d'éviter toute contamination croisée)
- Piles non fournies : 2 piles AAA / LR3

Réf.	Désignation	Cdt.	Prix ttc
EDMSP3105	Thermomètre frontal et auriculaire	Unité	46,14 €
EDMCRAPC7200	Couvre sonde pour thermomètre	200/boîte	49,64 €



Oxymètre de pouls

OXYMÈTRE DE POULS

- Un oxymètre fiable, intuitif pour le contrôle ponctuel de la SpO2, fréquence cardiaque
- Capteur haute sensibilité
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Piles non fournies : 2 piles AAA / LR3

NOUVEAU !



Réf.	Couleur	Cdt.	Prix ttc
EDM221051	Rouge	Unité	37,91 €

OXYMÈTRE DE POULS AVEC CAPTEUR DÉPORTÉ

NOUVEAU !

- Mesures précises : SpO2, pouls, indice de perfusion (PI), pléthysmogramme
- Écran LED couleur
- Alarmes visuelles et sonores personnalisables
- Convient aux adultes & enfants avec capteurs optionnels possibles
- Piles non fournies : 2 piles AAA / LR3

Réf.	Caractéristiques	Spécificité	Cdt.	Prix ttc
EDMDPOXY02	Oxymètre de pouls adulte/enfant	Avec capteur de pied pédiatrique déporté (2-8 ans)	Unité	289,57 €
EDMDPOXY03	Oxymètre de pouls adulte/enfant	Avec capteur de pied néonatal déporté (0-2 ans)	Unité	289,57 €
EDMDPOXY04	Capteur pédiatrique (2-8 ans) pour oxymètre de pouls	Déporté souple	Unité	96,52 €
EDMDPOXY05	Capteur néonatal (0-2 ans) pour oxymètre de pouls	Déporté souple	Unité	96,52 €



SOINS



Comresse / Coton

COMPRESSE

- Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés
- Bonne capacité d'absorption
- Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils
- Douceur lors de l'utilisation

Caractéristiques techniques :

- Classe I
- Non stérile
- 17 fils, 23 g/m²
- 8 plis
- Norme : NF EN 14079



INDICATIONS

- Opération de nettoyage et désinfection de la plaie
- Assèchement d'une lésion grâce à la forte hydrophilie
- Élément constitutif du pansement



Gaze

Existe aussi en sachet 3

Réf.	Caract.	Stérile	Cdt. unitaire	Prix ttc
18500	Comresse 8 plis - 5 x 5 cm	Non	Boîte de 100	1,16 €
18503	Comresse 8 plis - 7,5 x 7,5 cm	Non	Boîte de 100	2,17 €
18506	Comresse 8 plis - 10 x 10 cm	Non	Boîte de 100	3,55 €
175241	Comresse 8 plis - 5 x 5 cm	Oui	100 sachets de 5 compresse	8,78 €
175237	Comresse 8 plis - 7,5 x 7,5 cm	Oui	25 sachets de 5 compresse	4,12 €
175250	Comresse 8 plis - 10 x 10 cm	Oui	20 sachets de 5 compresse	5,29 €
13600	Comresse 8 plis - 5 x 5 cm	Oui	50 sachets de 2 compresse	2,36 €
13601	Comresse 8 plis - 7,5 x 7,5 cm	Oui	40 sachets de 2 compresse	3,01 €
13602	Comresse 8 plis - 10 x 10 cm	Oui	50 sachets de 2 compresse	5,98 €



Non tissée

Réf.	Caract.	Stérile	Cdt. unitaire	Prix ttc
175505	Comresse 4 plis - 40g - 5 x 5 cm	Non	100 sachets de 5 compresse	0,44 €
175506	Comresse 4 plis - 40g - 7,5 x 7,5 cm	Non	100 sachets de 5 compresse	0,90 €
175508	Comresse 4 plis - 40g - 10 x 10 cm	Non	100 sachets de 5 compresse	1,53 €
175589	Comresse 4 plis - 40g - 5 x 5 cm	Oui	50 sachets de 5 compresse	2,27 €
175571	Comresse 4 plis - 40g - 7,5 x 7,5 cm	Oui	50 sachets de 5 compresse	3,13 €
175572	Comresse 4 plis - 40g - 10 x 10 cm	Oui	50 sachets de 5 compresse	4,85 €



BOULE DE COTON

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
51630B	Boules de coton hydrophile de 0,5 g	Sac de 700 pcs	5,68 €



Pansement / Sparadrap

PANSEMENT FORMAT UNIQUE

- Pansement doté d'une compresse non adhérente à la plaie
- Haut pouvoir d'absorption
- Support tissé élastique saumon

Réf.	Dimension	Cdt.	Prix ttc
135102	7 x 2 cm	100	2,11 €



PANSEMENT EUROPLAIE



- Pansement stérile en non tissé
- Adhésif sur les 4 côtés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar
- N'adhère pas à la plaie
- Hypoallergénique et extensible pour s'adapter à chaque morphologie.



INDICATIONS

- Adapté aux plaies légères ou post opératoire sans grande émission d'exsudats

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
135261Z	Pansement absorbant, non-tissé 5 x 7,2 cm	Boîte de 100	5,37 €
135263Z	Pansement absorbant, non-tissé 10 x 10 cm	Boîte de 50	7,44 €
EDM135273	Pansement sur film transparent - 10 cm x 20 m	Boîte de 15	3,71 €

SPARADRAP MICROPOREUX

- Support non tissé blanc
- Haute tolérance cutanée
- Se retire sans douleur



Réf.	Caract.	AD : avec dévidoir SD : sans dévidoir	Dimensions	Cdt.	Prix ttc
135300	Sparadrap microporeux (emballage individuel)	AD	5 m x 2,5 cm	12 rlx.	5,98 €
135329	Sparadrap microporeux	AD	5 m x 1,25 cm	24 rlx.	5,92 €
135326	Sparadrap microporeux	AD	5 m x 2,5 cm	12 rlx.	5,11 €
135327	Sparadrap microporeux	AD	9,14 m x 2,5 cm	12 rlx.	8,70 €
135396	Sparadrap microporeux	SD	5 m x 2,5 cm	12 rlx.	4,43 €



INDICATIONS

- Pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles.
- Recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents

SPARADRAP MICROPOREUX ANAPORE SOIE

Sans dévidoir

- Recommandé pour la réalisation de pansements non occlusifs
- Modèle sans dévidoir facile à découper



Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
135324	5 m X 2,5 cm	12	3,28 €

STERI-STRIP - SUTURE CUTANÉE 3M

Bandes adhésives



Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDMSTR1541	75 mm x 6 mm	50	28,91 €
EDMSTR1546	100 mm x 6 mm	50	67,16 €
EDMSTR1547	100 mm x 12 mm	50	67,16 €

Bistouri et champ de soin

BISTOURI

Stérile à usage unique

- Bistouri stérile avec un manche ergonomique pour une meilleure prise en main et un geste précis
- Lame chirurgicale en acier inoxydable préassemblée et montée sur un manche en plastique ABS
- Dispose d'un capuchon protecteur en ABS pour éviter tout risque de blessure
- Taille clairement indiquée sur chaque lame
- Plusieurs tailles disponibles
- Emballé individuellement dans un sachet pelable
- Chaque boîte contient 10 bistouris
- Manche nervuré avec échelle de mesure gravée de 0 à 5 cm



Manche type 3



Manche type 4



Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
PDSS10	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 10 – manche type 3	10	5,49 €
PDSS11	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 11 – manche type 3	10	5,49 €
PDSS12	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 12 – manche type 3	10	5,49 €
PDSS15	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 15 – manche type 3	10	5,49 €
PDSS20	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 20 – manche type 4	10	5,49 €
PDSS21	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 21 – manche type 4	10	5,49 €
PDSS22	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 22 – manche type 4	10	5,49 €
PDSS23	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 23 – manche type 4	10	5,49 €
PDSS24	Bistouri non sécurisé à usage unique stérile - taille 24 – manche type 4	10	5,49 €

Champ de soin

CHAMP DE SOIN

Simple stérile

- Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante de cellulose



- Pour la petite chirurgie et les soins particuliers

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
161600	Champ de soin 40 x 45 cm	Boîte de 50	19,45 €
161601	Champ de soin 45 x 75 cm	Boîte de 50	25,30 €
161602	Champ de soin 75 x 90 cm	Boîte de 50	39,93 €



Schéma
du champs de soin
déplié 50 x 50 cm



Schéma
du champs de soin
déplié 50 x 50 cm



CHAMP DE SOIN

Simple stérile avec adhésif

- Composé d'une bande adhésive sur la longueur permettant de rattacher le champ à un autre champ, ou d'assurer une protection supplémentaire lors de l'intervention
- Le champ ne risque pas de glisser durant l'intervention

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
161620	Champ de soin 50 x 50 cm avec adhésif 5 x 50 cm	50	37,46 €
161621	Champ de soin 50 x 70 cm avec adhésif 5 x 70 cm	50	47,12 €
161622	Champ de soin 75 x 75 cm avec adhésif 5 x 75 cm	50	57,87 €
161623	Champ de soin 90 x 90 cm avec adhésif 5 x 90 cm	50	65,09 €

CHAMP DE SOIN AVEC FENÊTRE

Fenêtré avec adhésif stérile

- Allie les caractéristiques du champ fenêtré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention
- Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour de l'ouverture

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
161640	Champ fenêtré ADH stérile 50 x 50 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50	34,17 €
161641	Champ fenêtré ADH stérile 50 x 70 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50	38,35 €
161642	Champ fenêtré ADH stérile 70 x 90 cm diamètre 6 cm + adhésif 12 X 12 cm	50	55,17 €

Fenêtré sans adhésif stérile

- Convient aux interventions spécifiques notamment les interventions locales comportant un fort risque d'exsudation
- L'utilisation de ce type de drapage chirurgical est recommandée dans le cadre de petites interventions ou de soins afin d'assurer la protection du patient

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
161630	50 cm x 60 m avec fenêtré 6 cm	25	14,75 €
161632	70 cm x 90 m avec fenêtré 7 X 12 cm	25	21,96 €

AIGUILLE HYPODERMIQUE STÉRILE EUROFINE



- Différents diamètres et longueurs disponibles
- Très fine offrant une bonne pénétration sans résistance, idéale pour une injection quasi indolore
- Différentes tailles en fonction du type d'opération et de la nature de la peau du patient (épaisseur, fragilité...)
- Grand confort pour le patient

Caractéristiques techniques :

- Classe II a stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Usage unique
- Aiguille en acier inoxydable stérile
- Embrase en polypropylène translucide
- BN : Biseau Normal (biseau court pour la réf. 101313)
- Connexion du type Luer, compatible avec toutes les seringues du marché



- Pour réaliser des injections sous-cutanées, intra-musculaires, intraveineuses ou des prélèvements

Réf.	Utilisation	Longueur	Diamètre /Gauges	Couleur	Odt.	Prix ttc
101313	Transfert	40 mm	1,20 mm – 18G	Rose	100	2,91 €
101312	Perce bouchon	40 mm	1,20 mm – 18G	Rose	100	2,91 €
101309	Prélèvement IV	30 mm	1,00 mm – 19G	Beige	100	2,91 €
101310	Prélèvement IV	25 mm	1,1 mm – 19G	Ivoire	100	2,91 €
101311	Prélèvement IV	40 mm	1,1 mm – 19G	Ivoire	100	2,91 €
101307	Prélèvement IV	25 mm	0,9 mm – 20G	Jaune	100	2,61 €
101308	Prélèvement IV	40 mm	0,9 mm – 20G	Jaune	100	2,61 €
101305	Injection IV	25 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	2,61 €
101306	IM Prélèvement	40 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	2,61 €
101314	IM obèse	50 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	4,12 €
101303	Injection IV	30 mm	0,7 mm – 22G	Noir	100	2,61 €
101304	Injection IV	40 mm	0,7 mm – 22G	Noir	100	2,61 €
101302	Injection IV	25 mm	0,6 mm – 23G	Bleu	100	2,61 €
101326	Injection IV	30 mm	0,6 mm – 23G	Bleu	100	2,61 €
101301	Sous-cutané	16 mm	0,5 mm – 25G	Orange	100	2,61 €
101300	Sous cutané- intradermique	12 mm	0,45 mm – 26G	Marron	100	2,61 €

AIGUILLE HYPODERMIQUE TERUMO AGANI

- Utilisées pour les prélèvements ou les injections
- Identification grâce à un code couleur spécifique de l'embase.
- Emballage unitaire stérile.



Réf.	Longueur	Diamètre /Gauges	Couleur	Cdt.	Prix ttc
EDMAN3013R1	13 mm	0,30 mm – 30G	Jaune	100	14,46 €
EDMAN2719R1	19 mm	0,40 mm – 27G	Gris	100	4,34 €
EDMAN2716R1	16 mm	0,40 mm – 27G	Gris	100	4,34 €
EDMAN2623R1	23 mm	0,45 mm – 26G	Marron	100	4,34 €
EDMAN2525R1	25 mm	0,50 mm – 25G	Orange	100	4,34 €
EDMAN2516R1	16 mm	0,50 mm – 25G	Orange	100	4,34 €
EDMAN2425R1	25 mm	0,55 mm – 24G	Violet	100	4,34 €
EDMAN2332R1	32 mm	0,6 mm – 23G	Bleu	100	4,34 €
EDMAN2325R1	25 mm	0,6 mm – 23G	Bleu	100	4,34 €
EDMAN2238R1	38 mm	0,7 mm – 22G	Noir	100	4,34 €
EDMAN2232R1	32 mm	0,7 mm – 22G	Noir	100	4,34 €
EDMAN2138R1	38 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	4,34 €
EDMAN2125R1	25 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	4,34 €
EDMAN2116R1	16 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	4,34 €
EDMAN2150R1	50 mm	0,8 mm – 21G	Vert	100	6,12 €
EDMAN2038R1	38 mm	0,9 mm – 20G	Jaune pale	100	4,34 €
EDMAN2025R1	25 mm	0,9 mm – 20G	Jaune pale	100	4,34 €
EDMAN1938S1	38 mm	1,1 mm – 19G	Crème	100	4,34 €
EDMAN1938R1	38 mm	1,1 mm – 19G	Crème	100	4,34 €
EDMAN1925R1	25 mm	1,1 mm – 19G	Crème	100	4,34 €
EDMAN1950R1	50 mm	1,1 mm – 19G	Crème	100	6,12 €
EDMAN1838R1	38 mm	1,2 mm – 18G	Rose	100	4,34 €

Instrumentation

SERINGUE 3 PIÈCES - CHIRANA

- Seringues 3 pièces : piston + joint élastomère + corps
- Point d'étanchéité à double contact
- Embout de type Luer Lock centré
- Graduation en ml

Réf.	Caract.	Contenance	Cdt.	Prix ttc
103330C	Seringue 3 pièces	5 ml	100	9,20 €
103332C	Seringue 3 pièces	10 ml	100	14,21 €
103334C	Seringue 3 pièces	20 ml	100	10,67 €
103410	Seringue 3 pièces	50 ml	25	20,49 €

Caractéristiques techniques :

- Classe II a stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène




SET DE SUTURE CLASSIQUE

- Prêt à l'emploi : gain de temps et d'efficacité
- Set à usage unique pour éviter le risque de contamination croisée
- Recommandé pour la réalisation de pansements non occlusifs

Composition du set :

- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 champ de soins 38 x 45 cm
- 1 pince anatomique avec griffes
- 1 paire de ciseaux pointus 11 cm
- 1 pince porte aiguille
- 1 blister rigide, 4 compartiments



Réf.	Cdt.	Prix ttc
EDMM50007/5	5	37,25 €

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Emballage unitaire



**RETROUVEZ
TOUTES NOS OFFRES
SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.EDM-IMAGING.COM**

ALCOOL MODIFIÉ 70%

NOUVEAU !



- À usage externe pour la désinfection de la peau saine et du petit matériel médical.
- À base d'éthanol à 70% reconnu pour détruire en moins de 2 minutes les bactéries cutanées.
- Fongicide et levuricide selon la norme EN 1275.
- Bactéricide selon la norme EN 1040.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDM612867	Flacon 125 mL	Unité	1,43 €
EDM612731	Flacon 250 mL	Unité	1,48 €
EDM612869	Flacon 500 mL	Unité	2,56 €
EDM612004	Bidon 1 L	Unité	4,14 €

NOUVEAU !



Réf. EDM621715

CHLORHEXIDINE SEPTIMYL

Pour une désinfection cutanée rapide et efficace

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDM621715	Unidose 0,5% - 5 mL - 10 doses	Unité	2,29 €
EDM612864	Spray 0,5% - 50 mL	Unité	2,29 €
EDM621714	Spray 0,5% - 100 mL	Unité	3,30 €

NOUVEAU !



Réf. EDM626600

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

Usage médical ou hygiénique

Dosette est à usage unique garantissant une solution stérile

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDM626600	Sérum physiologique Végétal - 5 mL - 40 doses	Unité	4,14 €
EDM612874	Sérum physiologique - 5 mL - 100 doses	Unité	7,81 €
EDM626725	Sérum physiologique - 10 mL - 30 doses	Unité	4,93 €
EDM612876	Sérum physiologique - 50 mL - 32 doses	Unité	16,98 €



Réf. EDM612874



Réf. EDM626725



Réf. EDM612876

Cupule / Haricot / Collecteur de déchet

CUPULE STÉRILE EN PLASTIQUE

- Pour la réalisation de badigeon

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDM174617	Cupule stérile en plastique 120 ml	100	37,72 €

Caractéristiques techniques :

- Classe I stérile
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Simple emballage
- Capacité : 120 ml
- Diamètre : 80 mm



HARICOT

Réf.	Caract.	Capacité	Matériau	Dimensions	Cdt.	Prix ttc
125135	Haricot à usage unique	750 ml	Polypropylène	24 x 14 x 4 cm	120	31,61 €
125137A	Haricot à usage unique	750 ml	Cellulose	253 x 146 x 44 mm	320	40,95 €

COLLECTEUR DE DÉCHETS MÉDICAUX
(TYPE DASRI) SHARPSAFE


- Conçu pour la collecte de déchets médicaux perforants comme les lames de bistouri, les aiguilles, les seringues ou présentant un risque infectieux...
- Fabriqué à partir de matières plastiques recyclées
- Poignée ergonomique pour le transport
- Conforme à la Norme NFX30-500
- Auto-clavable jusqu'à 134°C. Comporte 3 pièces distinctes : un cylindre, un pilon et un bouchon

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
162532	Modèle Sharpsafe NF 1 L	1	3,15 €
162533	Modèle Sharpsafe NF 2 L	1	4,18 €
162534	Modèle Sharpsafe NF 3 L	1	4,03 €
162537	Modèle Sharpsafe NF 9 L	1	9,79 €
162538	Modèle Sharpsafe NF 13 L	1	13,98 €
162539	Modèle Sharpsafe NF 30 L	1	32,42 €




**POUR D'AUTRES CONTENANCES
CONTACTEZ-NOUS !**

PROTECTION MÉDICALE



Solutions en hygiène et désinfection pour votre cabinet médical



GANT D'EXAMEN ET DE CHIRURGIE

Non poudré



Réf. 360



Réf. 350



Réf. 114901G



Réf. 340



Réf. 127271P

	Réf.	Caract.	Stérile	Taille	Cdt.	Prix ttc
GANT LATEX	340XS	Gant d'examen : Texture non glissante Ambidextre Couleur : blanc laiteux – aspect mat	Non	XS (5-6)	100	8,42 €
	340S			S (6-7)		
	340M			M (7-8)		
	340L			L (8-9)		
	340XL			XL (9-10)		
	127271P	Gant de chirurgie : Manchette 300 mm	Oui	S (6-7)	100	35,82 €
	127273P			M (7-8)		
	127275P			L (8-9)		
	127276P			XL (9-10)		
GANT VINYLE (SANS LATEX)	3501	Gant d'examen hypoallergénique Ambidextre Couleur : Transparent	Non	S (6/7)	100	4,04 €
	3502			M (7-8)		
	3503			L (8/9)		
GANT NITRILE (SANS LATEX)	360S	Gant d'examen hypoallergénique Système antiglis : texturé Ambidextre - bleu – manchettes à bord roulé	Non	S (6-7)	100	6,67 €
	360M			M (7-8)		
	360L			L (8-9)		
	360XL			XL (9-10)		
GANT FLEXYLON® (SANS LATEX)	114901G	Gant de chirurgie FLEXYLON® FINESSIS ZERO micro texturés	Oui	S (6-7)	100	153,73 €
	114903G			M (7-8)		
	114905G			L (8-9)		
	114906G			XL (9-10)		



MASQUE

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
MS301	Masque FFP2 usage unique	20	9,47 €
PLM-01	Masque chirurgical Rose - Type II Non stérile - 3 plis	50	3,78 €
PLM-02	Masque chirurgical Bleu - Type II Non stérile - 3 plis	50	1,91 €

Protection du matériel

DRAP D'EXAMEN

Doux et résistant



Réf. 516



Réf. 523



Réf. 519

LISSE EN OUATE

Assure une protection pour tout type d'examen médical

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
516	Drap en ouate blanche 2x18 g/m², 150 formats, 50 cm x 35 cm	12	55,06 €
522	Drap en ouate recyclée 2x18 g/m², 150 formats, 50 cm x 35 cm	12	66,00 €

GAUFRÉ

Une résistance élevée et un confort supplémentaire pour le patient

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
523	Drap en ouate blanche gaufrée 2 x18 g/m², 115 formats, 50 cm x 35 cm	12	48,19 €

PLASTIFIÉ

Une face plastifiée résistante et imperméable pour protéger votre divan

- Fabriqué en France
- Résistant : 36 g/m²
- Confortable

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
519	Drap en ouate bleue plastifiée 36 g/m², 150 formats, 50 cm x 38 cm	6	61,78 €

ESSUIE-MAIN & PAPIER HYGIÉNIQUE

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
708	Serviettes enchevêtrées ouate blanche 2 plis (cdt. en 30 paquets de 125) ouvertes 22 x 35 cm, pliées 22 x 9 cm	30	83,88 €
709	Essuie-mains 25 x 38 cm, dévidage latéral	24	71,88 €
710	Essuie-mains 22 x 38 cm, dévidage central	12	56,28 €
S401023	Papier hygiénique, 200 feuilles/rouleau	96	72,58 €




A close-up photograph showing a person's hands. The left hand holds a white, crumpled tissue. The right hand holds a white spray bottle with a red trigger and nozzle, spraying a fine mist of liquid onto the tissue. The background is a soft, out-of-focus white.

HYGIÈNE DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

Recommandations d'hygiène et désinfection entourant les actes d'échographie endocavitaire (protocole basé sur les recommandations de la SF2H, mars 2019)

ÉTAPE 1

- FHA / Hygiène des mains / Friction hydro-alcoolique AVANT et APRÈS l'examen
- Application du gel stérile sur la sonde (20 ml par sachet)
- Pose de la gaine (CE)



ÉTAPE 2


Port de GANTS à usage unique



ÉTAPE 3

En fin d'acte :

- Oter délicatement la gaine usagée
- éliminer les gants
- FHA, Mettre des gants usage unique non stériles et essuyer le gel restant avec un support absorbant non abrasif



ÉTAPE 4

Nettoyer la sonde par essuyage avec 1 lingette détergente

- Procéder à une désinfection de niveau intermédiaire.



Niveaux de désinfection exigés selon la Classification de Spaulding




RECOMMANDATIONS SF2H, mars 2019

Prévention du risque infectieux associé aux actes d'échographie endocavitaire

« Désinfection de niveau intermédiaire conforme aux recommandations des fabricants avec l'un des procédés suivant :

- Procédés automatisés de niveau intermédiaire ou supérieur
- Lingettes désinfectantes
- Tout autre procédé validé de désinfection de niveau intermédiaire»



Pré-désinfection des instruments - matériel

ANIOSYME X3

SANS ALDÉHYDE



Temps de trempage : 5 min

- Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique
- S'utilise à la dilution de 0.5 % - Ph neutre
- Solution enzymatique

Propriétés
microbiologiques

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : actif en 5 minutes / 0,5%.
LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624, EN 14562 : actif en 5 minutes / 0,5%.
VIRUCIDE : EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : actif en 5 minutes / 0,5%.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN2633095	Bidon 1 L avec doseur incorporé	Unité	27,36 €
AN26330366	Bidon de 5L	Unité	111,59 €

ANIOS CLEAN EXCEL D



- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux: instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant stérilisation.
- Formule brevetée
- Non corrosif, compatible avec une large gamme de matériaux

Propriétés
microbiologiques

BACTÉRICIDE : - EN 13727 et EN 14561 : actif en 5 minutes.
LEVURICIDE : EN 13624 et EN 14562 : actif en 15 minutes.
VIRUCIDE : EN 14476 / EN 17111 : actif 15 minutes.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN24160956	Bidon de 1L	Unité	23,48 €
AN24160366	Bidon de 5L avec pompe doseuse	Unité	176,92 €

BAC DE DÉSINFECTION INSTRUBAC

- Bac de trempage avec un volume utile de 5 L ou 2 L
- Inclus un couvercle plein sans fente et un panier en polypropylène pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée.



Réf.	Caract.	Dimensions	Cdt.	Prix ttc
AN404038	Bac de trempage 5 L Volume utile 2 L	Dimensions hors tout avec couvercle : 29,5 (L) x 20 (l) x 13 (H) cm Dimensions de la poissonnière : 23 (L) x 17 (l) x 9 (H) cm	Unité	85,26 €
404002NM	Bac de trempage 10 L Volume utile 5 L	Dimensions hors tout avec couvercle : 43 (L) x 29 (l) x 12,5 (H) cm Dimensions de la poissonnière : 36,5 (L) x 25,5 (l) x 9 (H) cm	Unité	181,71 €

Désinfection

Désinfection des instruments - matériel

STERANIOS 2%

Temps de trempage : 10 min pour une désinfection intermédiaire et 1 heure pour une désinfection de haut niveau

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux
- Solution à 2% de glutaraldéhyde tamponnée à pH6 (Citrate de sodium)
- Conservation du bain 7 jours

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : (EN 13727, EN 14561, *Helicobacter pylori*),
MYCOBACTÉRICIDE : (EN 14348, EN 14563, *Mycobacterium massiliense*),
LEVURICIDE / FONGICIDE : (EN 13624, EN 14562)
VIRUCIDE : (EN 14476) : Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Murin ; actif sur HIV-1, HBV, BVDV (virus modèle de HCV et HSV) : 10 minutes. L'activité sporicide est démontrée en 1h, 20°C (NF T 72-230/231) et pour des temps de contact prolongés (EN 13704).

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN382034	Bidon de 5 L (2 %), prêt à l'emploi	Unité	22,46 €
AN100987	Bandelettes réactives de contrôle	100	69,53 €



ANIOXYDE 1000 LD

Temps de trempage : 5 min pour une désinfection intermédiaire et de haut niveau

- Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux
- Production extemporanée d'acide peracétique (sans acide acétique)
- Sans glutaraldéhyde

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 14561, EN13727 actif en 5 min.
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 14562, EN 13624, EN 1275 actif en 5 min.
VIRUCIDE : EN 14476 actif en 5 minutes.
MYCOBACTÉRICIDE : EN 14348, EN14563 : actif en 5 min.
SPORICIDE : EN 14347, EN13704 : actif en 5 min.
Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN2824299EV	Bidon de 5L d'Anioxyde 1000 LD	Unité	61,02 €
AN100120	Bandelettes de contrôle pour Anioxyde 1000 LD	50	55,99 €



Désinfection des surfaces

LINGETTES WIP'ANIOS EXCEL

Activité : Efficace dès 2 minutes (hors Adénovirus, 30 min)

- Lingettes nettoyantes et désinfectantes prêtes à l'emploi
- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux
- Sans aldéhyde, sans alcool, formule 100% biodégradables

Propriétés microbiologiques :

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur : Activité de la solution d'imprégnation (1), Activité de la lingette selon EN 16615 (2), Activité de la solution de désorption (3)
BACTÉRIES (1) (2) :
 - EN 13727 (3), EN 1276, BMR et BHR selon EN 13727 : actif en 1 minute.
 - EN 13697, EN 16615, EN 13697 : actif en 2 minutes.
 - EN 13624 (3), EN 16615 : actif en 2 minutes.
LEVURES (1) (2) :
 - EN 13697 : actif en 5 minutes.
MOISSISSURES (1) :
 - EN 13624, EN 13697 : actif en 20 minutes.
VIRUS (1) :
 - Selon EN 14476 : Adénovirus : actif en 30 minutes.
 - Selon EN 14476 : Norovirus Murin : actif en 15 minutes.
 - HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, Rotavirus, HSV, VRS : actif en 1 minute.
 - Polyomavirus SV 40, Coronavirus : actif en 5 minutes.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN2446424	Lingettes Wip'Anios Excel	Sachet de 50	9,47 €
AN2446655	Lingettes Wip'Anios Excel	Sachet de 100	14,00 €



NUCLEAN®

Spray & lingettes

Activité totale en 5 minutes

SANS ALCOOL !



• Deux versions pour 2 usages :

NuClean Spray 500 ml & NuClean lingettes : désinfection par essuyage humide des équipements (moniteurs, écrans) et des dispositifs médicaux (brancards et tables d'examen).

Spray & lingettes NuClean

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727 : actif en 1 min
LEVURES / MOISSURES : EN 16615 (conditions de saleté avec action mécanique) : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae : actif en 5 min.
VIRUCIDE : EN 14476 : actif en 5 min.
SPORICIDE : EN 13704 : actif en 15 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AL4004	Boîte distributrice de 120 lingettes - 130 x 190 mm	Unité	8,88 €
EC500	Flacon pulvérisateur 500 ml	Unité	14,69 €

SANS ALCOOL !



EXEOL SURF OPTIMAL

Spray

Efficacité rapide dès 2 minutes

Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727, EN 1276, EN 16615 : actif en 2 min
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 13624, EN 1650, EN 16615 : actif en 2 min
VIRUCIDE : EN 14476, EN 16777 Actif sur les Norovirus : actif en 15 min.
 Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EXS0038FR	Flacon pulvérisateur 750 ml	Unité	9,96 €

SURFA' SAFE PREMIUM

Spray nettoyant désinfectant

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 2 min.

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727, EN 13697 : actif en 2 min
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 13697 : actif en 5 min, EN 13624 : actif en 2 min
MOISSURES : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : actif en 20 min
VIRUCIDE : EN 14476 : VIH, PRV, BVDV, Vaccine, HSV, Rotavirus : 1 min
 EN 14476 : Polyomavirus SV 40, Coronavirus : 5 min
 EN 14476 : Adénovirus, Norovirus murin : 30 min
 Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN842326	Flacon pulvérisateur 750 ml	Unité	10,24 €



Désinfection des sondes

Désinfection des sondes d'échographie

LUMICARE ONE lite

Désinfection
en seulement
90 sec.

* La désinfection
à moins de
1€

**Pourquoi choisir Lumicare pour
la désinfection de haut niveau
de vos sondes d'échographie ?**

**Distributeur
exclusif**

EDM
medical
imaging



EN SAVOIR PLUS

www.info.edm-imaging.com/lumicare/

Le Lumicare One LITE a été conçu spécialement pour répondre aux besoins des médecins exerçant en cabinet d'échographie. Alliant l'efficacité germicide de notre modèle haut de gamme Lumicare ONE à un format plus économique, il offre une solution optimale pour les professionnels de santé. Le Lumicare ONE LITE représente une avancée majeure dans la désinfection des sondes d'échographie.

Le Lumicare ONE LITE incarne notre engagement à fournir des solutions de désinfection innovantes, alliant performance, sécurité et facilité d'utilisation.

LUMICARE ONE LITE**Désinfection automatisée par LED-UV-C****Simplicité d'utilisation :**

Procédure intuitive et sans produits chimiques, en 90 secondes chrono !

**Technologie UVC avancée :**

Désinfection de haut niveau grâce à des UVC émis par des LED de dernières technologies.

**Respect de l'environnement :**

Absence totale de métaux toxiques et de flacons. L'utilisation de lingettes est circonscrite au nettoyage de la sonde avant désinfection.

**Durabilité accrue :**

Préserve vos équipements et limite les remplacements fréquents de pièces.

Réduction de l'impact sur l'environnement. Investir dans une solution qui protège vos sondes d'échographie, c'est faire le choix de la durabilité et de la rentabilité. En préservant de l'usure le câble et la membrane de la sonde, vous espacez les opérations de remplacement, limitez les arrêts de production et optimisez le coût total de votre échographe.

**Économique et accessible :**

Lumicare ONE bénéficie du référencement UniHA, reconnue pour son exigence de qualité.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
LU-ONE-LITE-1000	Système automatisé de désinfection haut niveau Lumicare One Lite + 5 tags RFID	Unité	Sur devis
LU-CAR-1150	Chariot mobile	Unité	Sur devis



**Consultez-nous
pour un devis au
01 30 11 83 00**

*Pour 10 désinfections par jour



BAC DE TREMPAGE

Pour sondes endocavitaires

- Permet la désinfection des sondes d'échographie en 15 à 20 min de trempage
- Bac cylindrique d'une capacité de 2,5 L (volume utile), avec couvercle
- Support fourni

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
6050	Bac de désinfection + support	Unité	242,26 €
6051	Ensemble de 3 bacs de remplacement	Unité	104,12 €

VIROWIPES

Désinfection de haut niveau

Activité totale en 15 minutes

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux et sondes d'échographie
- Sans CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction), sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire
- Activité sporicide complète



Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 13727, EN 1276, EN 13697 : actif en 5 min.
LEVURICIDE / FONGICIDE : EN 13624, EN 1650, EN 13697 : actif en 5 min.
VIRUCIDE : EN 144476 : Norovirus Murin : actif en 5 minutes.
 EN 14476 : Adénovirus, Rotavirus et Poliovirus : actif en 10 minutes.
TUBERCULOCIDE : EN 14348 : actif en 10 min.
SPORICIDE : EN 13704 (dont Clostridium Difficile) : actif en 15 min.
 EN 17126 : bacillus subtilis : actif en 10 min.
 EN 17126 : bacillus cereus : actif en 15 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
WP2000	Boîte de 150 lingettes Virowipes nettoyantes/désinfectantes	Unité	25,78 €



Commandez sur notre shop
www.shop.edm-imaging.com
 ou par tél. au 01 30 11 83 00



Désinfection des sondes d'échographie

ECHO CLEAN® SPRAY ET LINGETTES

Désinfection de niveau intermédiaire

Activité totale en 5 minutes

- Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d'échographie
- Sans aldéhyde, hypoallergénique
- Actif sur Papillomavirus (souches humaines HPV-18 et HPV-16)

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE :

- EN 13727 : actif en 1 min.
- EN 16615 (conditions de saleté avec action mécanique) : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae : actif en 5 min.

LEVURES/MOISSISSURES :

- EN 13624 : actif en 1 min.
- EN 1650, EN 13697, EN 14562, EN 16615 : actif en 5 min.

VIRUCIDE :

- EN 14476 : actif en 5 min.

SPORICIDE :

- EN 13704 : actif en 15 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.
1 Protocole adapté de la norme EN 16615 par le PennState College of Medicine Department of Microbiology and Immunology Pennsylvania, Ph. D Craig Meyers. 2 Protocole spécifique aux lingettes



Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EC2000	Boîte distributrice de 120 lingettes, 130 x 190 mm	Unité	14,02 €
EC1000	Flacon pulvérisateur de 1 L	Unité	20,04 €

Echo Clean est certifié pour la désinfection
des sondes d'échographie par :



SIEMENS FUJIFILM SONOSITE

SEPTIWIPES / SEPTISPRAY 2

Lingettes désinfectantes de bas niveau sans alcool, prêtes à l'emploi / Spray sans alcool

SEPTIWIPES

Activité totale en 5 min.

- Pour le nettoyage et la désinfection des sondes d'échographie
- Sans aldéhyde, hypoallergénique

SEPTISPRAY 2

- Désinfection de bas niveau par essuyage des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non invasifs
- Nouvelle formulation ! Formule optimisée qui garantit une action nettoyante renforcée et plus efficace
- Hypoallergénique, sans aldéhyde, large compatibilité avec les matériaux

Propriétés microbiologiques :

	SEPTISPRAY 2	SEPTIWIPES
BACTÉRICIDE :	EN1276, EN13727, EN16615 : actif en 2 min.	EN16615, EN1040, EN 13727, EN1275 : actif en 1 min.
LEVURICIDE :	EN1650, EN13624, EN16615 : actif en 2 min.	EN13624 : actif en 1 min.
FONGICIDE :	EN13624, EN17387 : actif en 30 min.	-
VIRUCIDE :	EN14476, EN16777 : actif en 2 min. - EN14348 : actif en 30 min	EN14476 : actif en 2 min.

Retrouvez l'intégralité des propriétés microbiologiques sur la fiche technique disponible sur simple demande.



Les lingettes Septiwipes® sont certifiées pour la désinfection des sondes d'échographie par :



SIEMENS PHILIPS CANON SHIMADZU SONOACE
ALOKA Esaote HITACHI

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
SP2000	Boîte distributrice de 100 lingettes, 200 x 140 mm	Unité	15,40 €
SP2-750	Flacon pulvérisateur de 750 ml	Unité	12,84 €

NOUVEAU !



STÉRILISATEUR AUTOCLAVE 23L

Pour la stérilisation de votre matériel réutilisable, désinfectez vos instruments en un temps record grâce au Stérilisateur 23L qui permet une stérilisation rapide et efficace des instruments grâce à des cycles adaptés et une technologie de vapeur sous pression.

Caractéristiques techniques principales :

- **Écran et imprimante intégrés**
- **1 porte plateau**
- **3 plateaux en maille (dimensions 19 x 38 cm)**
- **Clé USB fournie**
- **Capacité** : 23 litres, idéal pour les cabinets avec une charge d'instruments modérée à importante.
- **Cycles rapides et adaptés** : Plusieurs cycles au choix, adaptés aux besoins spécifiques de chaque type d'instrument.
- **Facilité d'utilisation** : Interface intuitive avec écran LED pour un suivi précis du cycle.
- **Normes de sécurité élevées** : Conforme aux standards européens de stérilisation.
- **Dimensions compactes** : Parfait pour les espaces réduits, tout en offrant une grande capacité de traitement.
- **Dimensions externes (dimensions de l'équipement)** : 66 x 50 x 43 cm (Profondeur x Largeur x Hauteur)
- **Espace requis pour l'autoclave** : 58 x 60 x 55 cm
- **Poids** : 54 KG
- **Dimensions internes de la cuve** : 45 cm de profondeur - 25 cm de diamètre
- **En option DEP (Dispositif d'épreuves de procédés)** : Remplace tous vos tests physico-chimiques grâce à notre solution breveté.



INDICATIONS

Autoclave de pointe conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la santé, en particulier dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Avec sa capacité de 23 litres, il offre un espace de stérilisation optimal pour les instruments médicaux de différentes tailles, permettant une efficacité maximale tout en restant compact.

Ce modèle combine des cycles de stérilisation rapides et une utilisation intuitive grâce à son interface conviviale et son écran LED. Le stérilisateur Compact utilise une technologie de stérilisation à vapeur sous pression, assurant une élimination complète des germes, bactéries et virus sur les équipements médicaux. Conçu selon les normes CE et conformes aux réglementations de stérilisation, il garantit la sécurité et la tranquillité d'esprit pour les praticiens.

Réf.	Cdt.	Prix ttc
EDMSTE-LF23C	1	Sur devis

Stérilisation

SACHET DE STÉRILISATION AUTOCOLLANT

2 en 1, sachet avec témoin de stérilisation

- Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat
- Témoin de stérilisation intégré



- Stérilisation pour chaleur humide ou oxyde d'éthylène.



Caractéristiques techniques :

- Conformes aux normes européennes et internationales :
RDM (UE) 2017/745 - EN ISO 11607-1 / 11607-2 - EN 868-5

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDME5011	Sachet de stérilisation 90 x 250 mm	200 sachets	13,03 €
EDME5012	Sachet de stérilisation 140 x 260 mm	200 sachets	22,01 €
EDME5015	Sachet de stérilisation 190 x 330 mm	200 sachets	35,64 €
EDME5014	Sachet de stérilisation 300 x 500 mm	200 sachets	58,33 €

INDICATEUR DE STÉRILISATION STANDARD

Vérifier l'efficacité de la stérilisation par vapeur d'eau

- Assurer un résultat optimal de la stérilisation avec autoclave et une traçabilité fiable
- Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, vapeur d'eau saturée
- L'exposition à un cycle de stérilisation fait varier la couleur de l'indicateur de jaune à noir au bout de 15 min à 121°C ou 5 min 30 à 134°C

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDME5110	Indicateur de stérilisation	250	31,30 €



TEST PRION

Test de contrôle pendant le cycle de stérilisation

- Assurer une stérilisation dans les conditions idéales pour une destruction totale des prions
- Preuve claire de l'exposition à un cycle de stérilisation en changeant la couleur du jaune au noir aux conditions suivantes : 18 minutes à 134°C

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDME5116	Indicateur de stérilisation Prion	250	59,14 €



TEST HELIX

Pour le contrôle des objets creux et l'assurance d'une stérilisation optimale

- Contrôle du bon fonctionnement des stérilisateur à vapeur d'eau pour vérifier la pénétration de la vapeur d'eau dans des objets creux
- Réagit au bout de 3,5 minutes à une température de 134°C ou 15 minutes à 121°C

Caractéristiques techniques :

- Ne peut être utilisé que dans des autoclaves avec un cycle de classe B (vide fractionné)
- Conforme aux normes EN 867-5, EN ISO 11140-1 (classe 6) & 11140-4

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDME5115	Test Helix	100 bandelettes	46,46 €



SAVON DOUX ANIOS

Haute fréquence



- Lavage simple des mains, spécial peaux sensibles et usages répétés
- Contient de la glycérine

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN205228	Flacon de 500 ml avec pompe	Unité	4,44 €
AN205229	Flacon d'1 L avec pompe	Unité	9,68 €
AN205034	Bidon de 5 L	Unité	31,70 €

ANIOSGEL 85NPC



- Nouvelle formule adoucie
- Gel hydro-alcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale (EN12791) des mains.
- S'utilise sans eau ni rinçage
- Sans parfum, formule hypoallergénique

Propriétés microbiologiques :

BACTÉRICIDE : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes SARM (EN 13727) : 5 min.
MYCOBACTÉRICIDE : EN 14348 : 30 sec
LEVURICIDE : EN 1275, EN 13624 (2013) : 30 sec
VIRUCIDE : EN 14476 (2013) sur Poliovirus : 60 sec ; Adenovirus et Norovirus Murin : 30 sec
 Selon EN 14476 (2013) sur BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), HIV-1, HSV-1, Rotavirus, VRS, Vaccinia virus : 30 sec.



Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
AN1644275	Flacon 100 ml bec verseur Incolore sans parfum	Unité	4,90 €
AN1644366	300 ml avec pompe Incolore sans parfum	Unité	7,49 €
AN1644363	500 ml avec pompe Incolore sans parfum	Unité	8,42 €
1048364	Flacon d'1 litre avec pompe sans parfum	Unité	15,20 €
AN1644679	Flacon recharge 1 L CPA	Unité	15,01 €
AN425163	Distributeur automatique mural ANIOS pour CPA	Unité	81,43 €

MOC PARFUM D'AMBIANCE



Le parfum d'ambiance MOC Hedgoa se présente sous forme de spray vaporisateur et convient au traitement de l'air dans les établissements de santé. Ce produit à usage professionnel est conçu pour éliminer efficacement toutes les mauvaises odeurs afin de conserver un parfum agréable tout au long de la journée.

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
POD0281	Spray 250 ml - MOC Parfum d'ambiance accueil	Unité	8,79 €

PROTECTION INTIME

Protections intimes, 100% coton certifié bio qui prévient et améliore les problèmes de peau sensible

Réf.	Caract.	Cdt.	Prix ttc
EDM120644	Serviette hygiénique coton bio jour (X14)	1	3,60 €
EDM120645	Serviette hygiénique coton bio nuit (X10)	1	3,84 €
EDM120646	Protège-slip extra fin - (X28)	1	3,98 €

**1 PRODUIT ACHETÉ = 1 JOURNÉE
DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES OFFERTE
POUR UNE FEMME DANS LE BESOIN**



Réf. EDM120644



Réf. EDM120645



Réf. EDM120646

10^e

Congrès
National de la
Sage-Femme
Libérale

www.profession-sage-femme.com

**JEUDI 19
& VENDREDI 20
NOVEMBRE 2026**
Centre des congrès de Troyes

ÉQUIPEMENT



Fauteuil de gynécologie

PACK MOBILIER GYNÉCOLOGIQUE



*Tarif livraison pas de porte

Pensé pour répondre aux exigences des professionnels de santé, ce pack mobilier gynécologique réunit tous les équipements indispensables pour aménager un espace de consultation fonctionnel, confortable et harmonieux.

Réf.	Désignation	Caract.	Prix ttc
EDMPMOBGYNEC1	Divan d'examen gynécologique 3 plans	Longueur : 174 cm Largeur : 56 cm Hauteur : réglable 54 à 85 cm Équipements inclus : • Accoudoirs escamotables à 90° (métalliques et tapissés) • Jambières gynécologiques réglables et rotatives • Plateau en acier inoxydable amovible sous le siège • Coussin ergonomique pour le dossier • Commande manuelle 3 moteurs • Porte-rouleaux fauteuil • Roulettes médicales doubles de Ø 100 mm avec freins Options disponibles : • Plateau gynécologique • Étriers	*3588,00 € TTC
	Tabouret	• Tabouret circulaire sans dossier avec un design confortable et élégant • Sellerie haut de gamme • Mousse de 5 cm d'épaisseur et de densité de 30 Kg/cm² • Base avec 5 roulettes • Réglage de la hauteur par vérin à gaz	
	Marche-pieds	• Structure robuste adaptée à un usage médical quotidien • Conception compacte	
	Lampe de gynécologie	Descriptif page 34 de ce catalogue	

Coloris des revêtements disponibles :

9607 BLANC PUR	0033 BÛCHE	0001 PRALINE	6012 SAFRAN	5069 VERT	8032 WEISS	3067 DEFTE	1048 SISAL	5057 TURQUOISE
7001 VIOLET	4052 CENDRE	5041 POMME	3069 BALTIQUE	9035 NOIR	2075 ROUGE	2021 FRAMBOISE	3001 LAVANDE	4042 ARCTIQUE

FAUTEUIL D'EXAMEN



Consultez-nous
pour un devis au
01 30 11 83 00



Désignation	LE QUESNOY - 3800/0	2006/1
Type de fauteuil	3 parties électriques	3 parties
Parties réglables	Jambière et dossier	Dossier
Commande dossier / jambière	- Électrique - Vérin à gaz	Par vérin à gaz
Positions possibles	- Examen gynécologique - Échographie (Position horizontale) - Position de Trendelenburg (Proclive/déclive)	- Examen gynécologique - Échographie (Position horizontale) - Position de Trendelenburg (Proclive/déclive) - En option
Réglage hauteur	Variable de 620 à 1020 mm	Fixe
Type de commande manuelle	Oui	-
Repose-tête réglable	Oui	Non
Jambières gynécologiques	Oui	Oui
Paire étriers fixes en mousse	Inclus de base	En option
Paire étriers en inox	Inclus de base	En option
Plateau amovible sous le siège	Oui	Oui
Porte-rouleau au dossier	Oui	Oui
Dimensions en cm (L x l x h)	175 x 80 x 64 à 104	162 x 70 x 80
Poids du fauteuil	90 kg	45 kg
Poids maximum supporté	300 kg	220 kg
Largeur assise en cm	60	60
Garantie fabricant	3 ans	3 ans
Type de freinage	4 roulettes à frein Ø 100 mm 3850/0 ou - avec blocage centralisé des roues. 3860/0	Fauteuil fixe
Options	- Paire d'étriers en polyuréthane avec système de rotules. (ROTULES/PU) - Protection PVC cristal transparent. (PROTEC) - Support porte-sérum 2 crochets simples. (3511/0) - Echancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)	- Paire d'étriers INOX. (1991/0) - Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (1991/2) - Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (ROTULES/PU) - Assise relevable (position de Trendelenburg -5°/+12°). (2006/2) - Marche-pied escamotable. (3096/1) - échancrure sur assise du divan. (ECHANC/3PLANS)

Petit mobilier

TABOURET

Couleur disponible (uniquement pour diamètre 360 mm) :



Réf.	Caract.	Prix ttc
3600	Tabouret	277,54 €
3700	Option dossier tulipe	198,86 €

Caractéristiques techniques

- Assise couleur : diamètre 360 mm, épaisseur 60 mm
- Revêtement classé M1 ou M2
- Vérin à gaz chromé
- Hauteur réglable de 530 mm à 720 mm
- Piètement 5 branches
- Roulettes de diamètre 50 mm



MARCHEPIED

Réf.	Prix ttc
2010	218,18 €

Caractéristiques techniques

- Poids maximum 110 kg
- Bâti en tube acier inoxydable
- Structure soudée



GUÉRIDON 2 PLATEAUX

Sans poignée inox couleur

Réf.	Dimensions	Prix ttc
55	600 x 400 mm	610,87 €

Caractéristiques techniques

- Guéridon structure inox entièrement soudés sous argon
- Bâti diamètre 25 poli brillant
- Plateaux résine composite couleur
- Roues diamètre 100 mm ABS avec galets pare-chocs

Nuancier



Guéridon et paravent



Réf. 220

Réf. 320

Caractéristiques techniques

- Guéridon structure résine composite couleur et tube diamètre 30 mm inox
- Plateaux dessus lisse résine composite sans poignée de guidage
- Roues diamètre 100 mm ABS avec galets pare-chocs
- En version 2 ou 3 plateaux

Options

- Tiroirs
- Séparateurs
- Galeries
- Supports sacs poubelles

Réf.	Caract.	Dimensions	Prix ttc
220	Guéridon compact 2 plateaux	650 x 450 mm	588,14 €
320	Guéridon compact 3 plateaux	650 x 450 mm	705,10 €

Précisez votre couleur lors de votre commande



CHARIOT DE SERVICE

Caractéristiques techniques

- Montants aluminium anodisés
- Plateaux plastique 3 bords relevés
- Charge totale maximale 120 kg
- Poignée de pousse ergonomique
- Roues diamètre 100 mm dont 2 à freins

Réf.	Caract.	Dimensions	Prix ttc
312	Chariot de service	790 x 480 x 950 mm	458,14 €



PARAVENT

Caractéristiques techniques

- Structure inox entièrement soudée sans visserie
- Largeur des 3 panneaux 54, 42 et 54 cm
- Roulettes diamètre 50 mm polyamide
- Panneaux textile polyester enduit PVC
- Classement anti-feu M1
- Toile amovible et lavable

Précisez votre couleur lors de votre commande



Réf.	Caract.	Dimensions en cm L x H	Prix ttc
8330	Paravent mobile inox	129 x 171	861,05 €

Armoire

ARMOIRE À PHARMACIE

Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc. Porte(s) vitrée(s) battante(s) avec une serrure 2 points.
- Fournie avec 4 étagères en verre.
- 1 Porte - poids : 54 kg.
- 2 Portes - poids : 75 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions	Prix ttc
SML101	Armoire à pharmacie 1 porte	600 x 1800 x 400 mm	1270,73 €
SML102	Armoire à pharmacie 2 portes	900 x 1800 x 400 mm	1454,38 €



Réf. SML101

Réf. SML102

ARMOIRE MURALE

Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc uniquement.
- Équipée de 1 porte avec fermeture magnétique.
- Double aimant et de 2 étagères en verre.
- Poids : 10 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions (L X H X P)	Prix ttc
SZL101	Armoire à pharmacie 1 porte	400 x 500 x 250 mm.	328,80 €



Caractéristiques techniques

- Corps tôle 8/10^{ème} blanc uniquement.
- Équipée de 2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en verre.
- Poids : 20 kg.

Réf.	Caract.	Dimensions (L X H X P)	Prix ttc
SZL102	Armoire pharmacie 2 portes	1000 x 500 x 250	587,98 €



Commandez sur notre shop
www.shop.edm-imaging.com
 ou par tél. au 01 30 11 83 00



Tarifs en vigueur
au 01/09/2026,
susceptibles d'être modifiés

Vous accompagner au quotidien

BIOPSIE



IMAGERIE



DÉSINFECTION



GYNÉCOLOGIE



MOBILIER MÉDICAL



RADIOPROTECTION




HOUSSES DE PROTECTION



PROTECTIONS DE SONDES



MOBILIER AMAGNÉTIQUE



Commandez sur notre shop
www.edm-imaging.com
ou par tél. au 01 30 11 83 00

RÉF. C-FEMINA - 2026/09

femina
by EDM

EDM
medical
imaging

EDM

1, rue des Boisseliers - 95330 Domont - France

Tél. : + 33 (0)1 30 11 83 00

www.edm-imaging.com